

1. Informacje o instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Użytkownicy muszą mieć dostęp do tej instrukcji przez cały czas. Należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.

1.1. Wskazania dotyczące niebezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ta instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które umożliwiają użytkownikom rozpoznawanie i unikanie potencjalnych zagrożeń. W instrukcji potencjalne zagrożenia są wskazane za pomocą trzech haseł ostrzegawczych:

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** wskazuje sytuacje bezpośredniego zagrożenia, które mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostaną uniknięte.
- **OSTRZEŻENIE:** wskazuje potencjalne sytuacje zagrożenia, które mogą spowodować obrażenia, jeśli nie zostaną uniknięte.
- **UWAGA:** wskazuje potencjalne sytuacje zagrożenia, które mogą skutkować drobnymi lub umiarkowanymi obrażeniami, jeśli nie zostaną uniknięte. To hasło ostrzegawcze może być również używane w celu zwrócenia uwagi na niebezpieczne praktyki lub potencjalne uszkodzenie urządzenia lub jego akcesoria.

1.2. Symbole zagrożeń i ostrzegawcze

Potencjalne zagrożenia, obowiązkowe środki zaradcze, zakazy i informacje są konsekwentnie oznaczane tymi samymi symbolami w całej instrukcji obsługi.



Wskazanie zagrożeń

Symbol używany do ostrzegania przed zagrożeniami, niezależnie od poziomu zagrożenia. Poziom zagrożenia jest oznaczony odpowiednim hasłem ostrzegawczym, jak opisano w sekcji 1.1



Zakaz

Symbol oznaczający zakazy.



Informacja

Symbol używany do wskazania porady lub dodatkowych użytecznych informacji.

1.3. Zdjęcia z instrukcji obsługi

Wygląd produktu i ekranu może nieznacznie różnić się od ilustracji w tej instrukcji obsługi.

2. Ogólne informacje o urządzeniu Kinetec Kinevia™

2.1. Dziedzina zastosowania

Trenażer Kinetec Kinevia™ przeznaczony jest do treningu kończyn dolnych i górnych u pacjentów z ograniczoną zdolnością ruchową spowodowaną patologiami neurologicznymi lub nerwowo-mięśniowymi.

Urządzenie Kinevia należy stosować jako:

- Trenażer kończyn dolnych (**Kinetec Kinevia™**)
- Trenażer kończyn dolnych i górnych w jednym (**Kinetec Kinevia Duo™**)



Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z trenażera ramion i nóg.

Trenażer Kinevia można stosować do następujących rodzajów ćwiczeń:

- **Mobilizacja bierna:** ruchy ramion lub nóg są inicjowane przez silniki.
- **Mobilizacja czynna:** pacjenci poruszają rękami i nogami przy użyciu własnej siły mięśniowej.
- **Czynna mobilizacja ze wsparciem silnika (trening lekki lub trening aktywnie wspomagany):** pacjenci poruszają rękami i nogami przy użyciu własnej siły mięśniowej, podczas gdy silnik jest obsługiwany w ukierunkowany sposób.