

Warunki środowiskowe			
	Praca	Składowanie	Transport
Temperatura otoczenia	10 - 40°C	5 – 45°C	-10 – 45°C
Wilgotność względna, bez skroplenia	30 – 75%	< 75%	20 – 95%
Ciśnienie atmosferyczne	700 – 1060 hPa		

Tabela 2 – Optymalne warunki środowiskowe dla AXELERO Gait&Balance

4. Środki bezpieczeństwa

Uwaga!



Nie wolno wskakiwać na poruszający się pas bieżni. Aby przystąpić do ćwiczeń pas bieżni musi być zatrzymany.

Nie wolno zeskakiwać z poruszającego się pasa bieżni. Pacjent po zakończeniu treningu musi zejść z nieruchomego pasa.

Uwaga!



Personel medyczny jest zobowiązany poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w wyniku długotrwałego wysiłku. Jeśli pacjent zgłosi takie objawy, należy natychmiast przerwać trening.

Uwaga!



Nie wolno zostawiać w pobliżu ani na jakimkolwiek elemencie urządzenia (w szczególności na poręczach, osłonie mechanizmu oraz pasie bieżni) elementów ubrania, ręczników, obuwia - ich wciągnięcie przez obracające się części może spowodować uszkodzenie mechanizmów i/lub upadek osoby na urządzeniu

Uwaga!



Urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi AXELERO Gait&Balance posiada ograniczoną zdolność obciążeniową. Masa pacjenta podczas ćwiczeń nie powinna przekraczać maksymalnego bezpiecznego obciążenia urządzenia.

Uwaga!



Stan zatrzymania pasa bieżni w wyniku wykrycia przez układ sterowania awarii wewnętrznej wyrobu jest sygnalizowany serią dźwięków, których liczba w serii odpowiada kodowi błędu (informacja dla serwisu).

Uwaga!



Ze względu na towarzyszące podczas treningu wibracje nie należy przytrzymywać się poręczy dłużej niż 60 min.

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych punktów:

- W celu uruchomienia urządzenia konieczne jest naciśnięcie przycisku ON/OFF.
- Pacjent wykonujący trening powinien być ubrany w odpowiedni strój, pozbawiony luźno zwisających elementów, które mogłyby wplątać się w ruchome elementy urządzenia.
- Pacjent zawsze powinien mieć przyczepioną do odzieży linkę zrywki.
- Wysokość i szerokość poręczy powinna być zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.
- Obuwie powinno być pełne, nie może posiadać obcasów, a podeszwy nie powinny się ślizgać po powierzchni pasa.
- Na pas bieżni należy wchodzić twarzą do poręczy i tylko wtedy, gdy pas jest nieruchomy (ruch zatrzymany).
- Przed rozpoczęciem treningu lub testu należy pamiętać o ściągnięciu wszelkich ozdób w postaci pierścionków, łańcuszków i broszek oraz innych podobnych.
- Urządzenie posiada części ruchome. Personel nadzorujący przebieg treningu powinien zachowywać bezpieczny dystans.

5. Przygotowanie do użytkowania


5.1 Montaż i demontaż stojaka z monitorem

Uwaga!




Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu stojaka wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego.


Do montażu stojaka należy przygotować śruby z podkładkami oraz klucze imbusowe (nr 5 i 6).



1. Nóżki stojaka ustawić zgodnie z ustawieniem pokazanym na obrazku.



2. Przykręcić śruby wraz z podkładkami we wskazanych na rysunku miejscach. Postawić stojak na nóżkach i zablokować je.



3. Zdemontować osłonę monitora odkręcając śruby zaznaczone na rysunku.