

5.3. Sprawdzenie poprawności montażu



UWAGA!

Nośność obliczeniową (na wyrwanie) kołków rozporowych przyjęto dla ściany pełnej (beton, cegła). W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów należy zastosować kołki dostosowane do panujących warunków.

Montaż drabinki należy wykonać przy pomocy dołączonych metalowych łączników.

Przed przystąpieniem do zamocowania drabinki na ścianie należy wykonać fachową analizę i ocenę stanu ściany, upewniając się, że ich nośność jest wystarczająca.

Po zmontowaniu drabinki, zgodnie z załączonymi rysunkami należy sprawdzić sztywność i stabilność konstrukcji, w tym celu należy szarpnąć drabinę w swoim kierunku.

6. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Na drabince może ćwiczyć tylko jedna osoba, której waga nie przekracza 150 kg.



UWAGA!

Przed każdym ćwiczeniem należy sprawdzić stan techniczny drabinki rehabilitacyjnej – mocowania i inne elementy drabinki.



UWAGA!

Dzieci i młodzież do lat 14 mogą korzystać z wyrobu pod opieką osób dorosłych.



UWAGA!

Ćwiczenie wykonywane głową skierowaną w dół powinny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby.



UWAGA!

Należy unikać nadmiernego wysiłku podczas ćwiczeń. Poziom trudności oraz intensywności ćwiczeń należy dopierać w zależności od stanu zdrowia i kondycji osoby ćwiczącej.



UWAGA!

Nie powinno się na drabince umieszczać wilgotnych rzeczy (np. ręczniki, ubrania, kurtki, itp.).

Przewidywany okres eksploatacji drabinki w normalnych warunkach użytkowania i w normalnych okolicznościach wynosi 7 lat w przypadku serwisowania zgodnie z instrukcją.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



UWAGA!

Nie powinno się na drabince umieszczać wilgotnych rzeczy (np. ręczniki, ubrania, kurtki, itp.).