



13. Przenoszenie się z wózka rehabilitacyjnego na balkonik

Upewnij się, że koła wózka zostały zablokowane. Unieś się, wspierając się o podłokietniki wózka, w tym samym czasie chwyć jedną ręką uchwyt podpórki i powoli przenieś środek ciężkości ciała na podpórkę, chwytając jednocześnie drugą ręką drugi uchwyt.



(niesprawna prawa noga)

Upewnij się, że koła wózka zostały zablokowane. Unieś się, wspierając się o podłokietniki wózka, następnie ostrożnie chwyć lewą ręką uchwyt podłokietnika i powoli przenieś środek ciężkości ciała na podpórkę chwytając jednocześnie prawy uchwyt prawą ręką (w przypadku kiedy lewa noga jest niesprawna, najpierw chwyć podpórkę prawą ręką potem lewą).



14. Zmiana pozycji z wózka na balkonik Lindsey

Balkonik Lindsey ma obniżone ręczki w celu łatwiejszego i bezpieczniejszego wstawania z wózka rehabilitacyjnego, łóżka, ...

Upewnij się, że koła wózka, łóżka, ... zostały zablokowane. Podnieś swoje ciało z wózka poprzez złapanie niższych raczek balkonika a następnie zaprzyj się na nich i podnieś do góry. Wykonaj to w jednym czasie. Następnie złap się rączek zamontowanych wyżej.

15. Instrukcje bezpieczeństwa

- Za każdym razem przed użytkowaniem sprawdź czy balkonik jest kompletny i czy nie ma na nim żadnych śladów uszkodzeń.
- Nie siadaj na balkoniku - Ryzyko przewrócenia lub Ryzyko urazu.
- Używaj rączek tylko jako wsparcie.
- Istnieje ryzyko poparzenia - Należy zachować ostrożność podczas przewożenia przy bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.) przez dłuższy czas i przy kontakcie ze skórą.

- Przed używaniem należy upewnić się, że bolce blokujące ręczki do pchania są dokładnie dociśnięte.
- Należy sprawdzić, czy blokada służąca składania i rozkładania balkonik działa poprawnie.
- Posługiwanie się balkonik do chodzenia jest dozwolone tylko wtedy kiedy użytkownik czuje się stabilnie i komfortowo oraz dwie ręce spoczywają na uchwytach.
- Nie należy chwytać uchwyty wilgotnymi dłońmi. Ręce mogą się ześliznąć z uchwytów i w ten sposób użytkownik może utracić równowagę.
- Kiedy poczujesz się zmęczony poszukaj sobie miejsca gdzie możesz odpocząć.
- **Maksymalna dopuszczana waga użytkownika to 130 kg.**
- Podczas używania balkonik na zewnątrz, staraj się aby powierzchnia była równa i stabilna. Należy unikać krawężników i głębokich dziur. Szukaj miejsc z łagodnymi zjazdami, niskimi krawężnikami.
- Należy unikać ścieżek wyboistych i piaszczystych. Grozi utratą kontroli nad balkonik i stabilności.
- Uwaga: przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na: leżące dywaniki, zabawki, części garderoby, zwierzęta, popękane nawierzchnie, rozlane ciecze, kałuże.
- Nie należy używać balkonik w ruchu ulicznym tylko na chodniku. Używaj tylko na chodniku.
- Unikaj dróg, stoków z bardzo stromym nachyleniem (maksymalne kąty nachylenia są wymienione w szczegółach technicznych).
- Nie używaj swojego balkonika na schodach oraz ruchomych schodach.
- Uważaj gdy poruszasz się po pochyle bądź mokrej nawierzchni.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa iserwisu. Producent nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez nie właściwe użytkowanie i konserwację.

16. Konserwacja, Kontrola, Pielęgnacja

Instrukcje dotyczące konserwacji ręczny balkonik znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl.