

Pas biodrowo-udowy dwupunktowy/czteropunktowy U76/U75 Neo



Opis produktu:

Miednica jest kluczem do utrzymywania prawidłowej postawy oraz decyduje o pozycji głowy, tułowia i kończyn. Prawidłowa postawa to naturalne ułożenie kręgosłupa i głowy, poziome ułożenie miednicy oraz ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy.

Aby uzyskać prawidłową postawę stosuje się różne metody. Jedną z podstawowych jest użycie odpowiednich pasów udowych, które gwarantują właściwe ułożenie miednicy oraz zapobiegają jej odchyleniu i skręceniu, co jest główną przyczyną powstających deformacji kręgosłupa.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pas biodrowo-udowy dwupunktowy/czteropunktowy U76/U75 Neo

Pas dwupunktowy U76 Neo

U76 Neo to dwupunktowy pas biodrowo-udowy, odpowiedni dla osób o słabych mięśniach.

Dedykowany dla osób z kifozą z wychyleniem miednicy do tyłu. Takie osoby mają tendencję do zsuwania się z wózka i należy je zabezpieczyć. Pas dwupunktowy jest również odpowiedni dla osób ze skręceniem miednicy, które występuje bardzo często przy skoliozie. Stosuje się go w celu przyciągnięcia miednicy do siedziska i oparcia.

Pas czteropunktowy U75 Neo

U75 Neo to pas czteropunktowy, który działa bardziej agresywnie na miednicę i jest przeznaczony dla osób wykazujących się wzmożoną aktywnością. Dedykowany dla osób z lordozą z wychyleniem miednicy do przodu. Pas zapobiega przechylaniem się miednicy do przodu. Jest on również odpowiedni dla osób z obróceniem miednicy. Stosuje się go w celu przyciągnięcia miednicy do siedziska i oparcia.

Specyfika mocowania pasa czteropunktowego do wózka (do rury oparcia wózka w rogu lub wyżej) i na użytkowniku (powyżej przedniego kolca biodrowego górnego) przyczyniła się do jego kształtu. Takie mocowanie pasa powoduje, że ma on tendencję do przesuwania się wyżej na brzuch, dlatego składa się on z dwóch dodatkowych pasków, które mocuje się do ramy pod siedziskiem. Te dodatkowe paski stabilizują pas i nie pozwalają na jego przesuwanie.

Wymiary

Sposób doboru pasa: należy zmierzyć szerokość pomiędzy krętarzami większymi podczas gdy osoba siedzi (szerokość bioder). Następnie wybrać rozmiar trzymając się danych poniżej, pamiętając o tendencjach do zmiany wagi oraz o ubraniu.

S	M	L
18-28 cm	23-38 cm	33-48 cm

Obydwa pasy wykonane są z wysokiej jakości neoprenu perforowanego pokrytego z jednej strony elastycznym nylonem, z drugiej lycrą. Perforacja zapewnia odpowiednią wentylację.

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Plecy

Opcje produktu:

Rozmiar: S, M, L
Model: U76 - dwupunktowy pas, U75 - czteropunktowy pas