

## Statyw do lampy do naświetlań Bioptron MedAll



### Opis produktu:

**Statyw do lampy Bioptron MedAll** ułatwiający przeprowadzanie **terapii naświetlania**.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Statyw do lampy Bioptron MedAll** ułatwiający przeprowadzanie **terapii naświetlania**. Szczególnie przydatny w przypadku **leczenia światłem** o dłuższym **czasie oddziaływania na pacjenta**, dzięki zastosowaniu statywu **terapeuty** ma możliwość **pracy z innym pacjentem**, nie odczuwa też dolegliwości związanych z długotrwałym utrzymywaniem **rąk w jednej pozycji**.

#### Zobacz jak stosować lampę Bioptron

Lp	Rodzaj schorzenia	Miejsce naświetlania	Czas minimalny	Dziennie	Minimum
1	<b>Afty</b>	Miejsce występowania bólu	6 min	3 razy	10-20 dni
2	<b>Alergie</b>	Objawowo, spłot słoneczny, grasica	6 min	2 razy	Do skutku
3	<b>Astma</b>	Splot słoneczny, grasica	8 min	2-3 razy	Do skutku

4	<b>Bielactwo</b>	Bezpośrednio z odl.5cm	6 min	3 razy	Do skutku
5	<b>Bóle gardła</b>	Gardło wewnętrzne, nasada nosa	8 min	2 razy	3 dni
6	<b>Bóle głowy</b>	W miejscu bólu, tył głowy	12 min	3 razy	10 dni
7	<b>Bóle wątroby</b>	Miejsce bolące + receptory	8 min	3 razy	20 dni
8	<b>Ból zębów</b>	Miejsce występowania bólu	8 min		Do skutku
9	<b>Bóle żołądka</b>	Miejsce bolące + receptory	16 min	2 razy	20 dni
10	<b>Cellulitis</b>	Miejsce występowania + Oxy Spray	6 min	3 razy	20 dni
11	<b>Choroba Alzheimera</b>	Splot słoneczny + receptory mózgu	10 min	2 razy	60 dni
12	<b>Chrypka</b>	Tchawica, receptory + Oxy Spray do gardła	8 min	2-3 razy	10 - 20 dni
13	<b>Cukrzyca</b>	Trzustka, receptory trzustki	12 min	2-3 razy	20 - 60 dni
14	<b>Depresje</b>	Splot słoneczny, grasica, twarz	6 min	3 razy	wg potrzeb
15	<b>Dolegliwości menstruacyjne</b>	Środek podbrzusza	16 min	2-4 razy	Do skutku
16	<b>Dolegliwości pozawałowe</b>	Splot słoneczny, grasica, łuk strzelca	8 min	2 razy	20 dni
17	<b>Dyskopatie</b>	Punktowo, kręgosłup na całej długości	6 min	2-3 razy	Do skutku
18	<b>Egzema</b>	Punktowo + Oxy Spray	8 min	3 razy	10 - 30 dni
19	<b>Gronkowiec</b>	Migdały, receptory + Oxy Spray doustnie	10 min	3 razy	Do skutku
20	<b>Grzybica</b>	Punktowo + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
21	<b>Halluxy</b>	Na miejsca występowania	8 min	2-3 razy	Do skutku
22	<b>Hemoroidy</b>	Bezpośrednio na chore miejsca	12 min	3 razy	20 dni
23	<b>Jaskra</b>	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2-3 razy	Do skutku
24	<b>Jęczmień</b>	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2-3 razy	Do skutku
25	<b>Kamica nerkowa</b>	Nerki	16 min	3 razy	Do skutku
26	<b>Kamica woreczka żółciowego</b>	Bezpośrednio na bolące miejsca	12 min	3 razy	Do skutku
27	<b>Kaszel</b>	Tchawica, receptory + Oxy Spray	8 min	3 razy	10 dni
28	<b>Katar</b>	Zatoki szczękowo - czołowe, nasada nosa	8 min	3 razy	7 dni
29	<b>Katar sienny</b>	Splot słoneczny, grasica, krtań, zatoki szczękowe, nasada nosa	6 min	2 razy	Okres pylenia
30	<b>Krótkowzroczność</b>	Na zamknięte oczy, receptory	6 min	2 razy	Do skutku

31	<b>Krwiaki</b>	Chore miejsca	12 min	3 razy	10 dni
32	<b>Łuszczyca</b>	Chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
33	<b>Łysienie plackowate</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	3 razy	Do skutku
34	<b>Martwice</b>	Miejsca objawów + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
35	<b>Miażdżycy</b>	Miejsca bólu, receptory układu krążenia	10 min	2 razy	Do skutku
36	<b>Migreny</b>	W miejscu bólu, tył głowy	12 min	3-5 razy	Do skutku
37	<b>Nadciśnienie tętnicze</b>	Receptor za lewym uchem, serce	6 min	Rano	Do skutku
38	<b>Naderwania ścięgien</b>	Miejsce występowania bólu	12 min	2 razy	Do skutku
39	<b>Nerczyca</b>	Nerki, pęcherz moczowy, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
40	<b>Neuralgie</b>	Punktowo, kręgosłup na całej długości	6 min	3 razy	Do skutku
41	<b>Niedowład mięśni</b>	Splot słoneczny, punktowo chore miejsca	16 min	3 razy	Do skutku
42	<b>Odciski</b>	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
43	<b>Odklejenie siatkówki</b>	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
44	<b>Odleżyny</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
45	<b>Odmrożenia</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
46	<b>Odparzenia</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
47	<b>Odra</b>	Splot słoneczny, miejsca objawów + Oxy Spray	6 min	3 razy	10 dni
48	<b>Oparzenia</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
49	<b>Opryszczka</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	2 razy	2 dni
49	<b>Ospa</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	3 razy	Do skutku
50	<b>Osteoporoza</b>	Punktowo na miejsca dolegliwości	12 min	3 razy	Do skutku
51	<b>Ostrogi</b>	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
52	<b>Owrzodzenia żylakowate</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
53	<b>Paradontoza</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	8 min	3 razy	Do skutku
54	<b>Paraliż</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	10 min	3 razy	Do skutku
55	<b>Plamy starcze</b>	Punktowo w miejscach występowania	6 min	3 razy	Do skutku
56	<b>Półpasiec</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	8 min	3 razy	Do skutku

57	<b>Prostata</b>	Punktowo na chore miejsca, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
58	<b>Przebarwienia skóry</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
59	<b>Przeszczepy</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	15 dni
60	<b>Przeziębienia</b>	Splot słoneczny, grasica, nasada nosa	8 min	3 razy	Do skutku
61	<b>Rany oka</b>	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
62	<b>Rany wszelkiego typu</b>	Punktowo oraz wokół rany	6 min	3 razy	10 dni
63	<b>Rewitalizacja</b>	Splot słoneczny, grasica, twarz	6 min	3 razy	wg potrzeb
64	<b>Rozstępy</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
65	<b>Rumień</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	2 razy	10 dni
66	<b>Schorzenia reumatyczne</b>	Splot słoneczny, punktowo na chore miejsca	12 min	3 razy	Do skutku
67	<b>Sińce</b>	Chore miejsca + Oxy Spray	8 min	2 razy	14 dni
68	<b>Skręcenia</b>	Chore miejsca	8 min	3 razy	14 - 30 dni
69	<b>Skurcze mięśni</b>	Bezpośrednio na miejsce występowania	8 min	3 razy	Do skutku
70	<b>Stany zapalne oka</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	6 min	3 razy	Do skutku
71	<b>Stany zapalne</b>	Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny	8 min	3 razy	10 - 30 dni
72	<b>Stany zapalne ściągłych</b>	Miejsce występowania bólu	6 min	2 razy	14 dni
73	<b>Stłuczenia</b>	Miejsce występowania bólu	8 min	2 razy	14 dni
74	<b>Stwardnienie skóry</b>	Bezpośrednio na miejsca występowania	6 min	3 razy	Do skutku
75	<b>Stwardnienie rozlane</b>	Splot słoneczny, punktowo chore miejsca	8 min	3 razy	Do skutku
76	<b>Szum w uszach</b>	Bezpośrednio do ucha, receptory uszu	8 min	2 razy	Do skutku
77	<b>Trądzik</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	Do skutku
78	<b>Wrzody dwunastnicy</b>	Miejsca występowania bólu, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
79	<b>Wrzody żołądka</b>	Miejsca występowania bólu, receptory	16 min	3 razy	Do skutku
80	<b>Wysypki</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	6 min	3 razy	7 dni
81	<b>Zaćma</b>	Zamknięte oczy, receptory oczu	6 min	3 razy	Do skutku
82	<b>Zakrzepowe zapalenie żył</b>	Punktowo na chore miejsca	6 min	3 razy	30 dni
83	<b>Zapalenia korzonków</b>	Punktowo na chore miejsca, receptory	8 min	3 razy	14 dni

84	<b>Zapalenie migdałków</b>	Punktowo na chore miejsca, receptory	8 min	3 razy	7 - 14 dni
85	<b>Zapalenie oskrzeli</b>	Splot słoneczny, drzewka oskrzeli, receptory	8 min	3 razy	7 - 14 dni
86	<b>Zapalenie ucha</b>	Bezpośrednio do ucha, receptory uszu	8 min	3 razy	7 - 14 dni
87	<b>Zapalenie zatok</b>	Splot słoneczny, zatoki	8 min	3 razy	7 - 14 dni
88	<b>Zespoły bólowo korzeniowe</b>	Punktowo na chore miejsca	16 min	2 razy	Do skutku
89	<b>Złamania</b>	Dwa miejsca - przed i za gipsem	8 min	3 razy	14 dni
90	<b>Zmarszczki</b>	Twarz + Oxy Spray	8 min	2 razy	Do skutku
91	<b>Zwichnięcia</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	16 min	3 razy	7 - 14 dni
92	<b>Zwyrodnienia stawów</b>	Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray	16 min	3 razy	Do skutku
93	<b>Żylaki</b>	Punktowo na miejsca występowania	6 min	3 razy	Do skutku

### Informacje:

Lampy Bioptron Solmed Solux do światłoterapii:  
Statywy

### Model: