

Stampella ascellare Ashley

Se a causa di un infortunio o per un intervento chirurgico vi necessita non caricare il peso su di una gamba, dovete usare delle stampelle.

La parte superiore della stampella deve essere tra 2,5 e 4 cm. al di sotto della vostra ascella, quando siete ben dritti in piedi.

Le impugniture delle stampelle devono essere allo stesso livello della parte superiore delle vostre anche. Le impugniture possono essere regolate allentando i dadi con le alette. Togliete le viti. Posizionate le impugniture all'altezza desiderata, reinserite le viti e stringete i dadi con le alette. Assicuratevi che i dadi siano ben serrati.

I vostri gomiti devono essere leggermente piegati quando utilizzate le impugniture.


Stringete la parte superiore della stampella verso il vostro fianco, utilizzate le mani per scaricare il peso del corpo. Fate in modo che la parte superiore delle stampelle non prema sulle ascelle.

L'altezza delle stampelle può essere regolata in base alla vostra altezza. Premete i due pulsanti a scatto e fate scorrere i tubi. Assicuratevi che i pulsanti a scatto siano fuoriusciti dai fori di regolazione prima di utilizzare le stampelle.

Chiedete informazioni al vostro rivenditore se non siete sicuri sull'utilizzo delle stampelle.

Peso utilizzatore: 120 kg.

Assicuratevi che i puntali delle stampelle siano ben inseriti nel tubo e non consumati.



Modifiche tecniche riservate. © 2016

VERMEIREN
Mobilità illimitata



Muletas Ashley

Si ha sufrido una lesión o ha tenido que operarse y no puede descansar el peso del cuerpo en un pie o una pierna, tal vez necesite utilizar muletas.

Mientras esté de pie, la parte superior de las muletas debe estar entre 2,5 y 4 cm por debajo de las axilas.

Las empuñaduras de las muletas deben estar al mismo nivel que la parte superior de las caderas. Pueden ajustarse aflojando la tuerca de mariposa. Saque completamente el tornillo largo, coloque la empuñadura en la posición deseada, inserte el tornillo de nuevo y vuelva a apretar la tuerca de mariposa en su lugar. Asegúrese de que la tuerca está bien apretada.

Debería doblar los codos ligeramente cuando utilice las empuñaduras.


Mantenga apretada la parte superior de las muletas contra los costados, y utilice las manos para absorber el peso. No deje que le presionen en las axilas.

Es posible cambiar la altura de las muletas para ajustarla a la altura del cuerpo. Pulse los dos botones de presión a la vez y deslice el tubo hacia dentro o hacia fuera. Asegúrese de que los botones de presión quedan fijos en los orificios de ajuste antes de utilizar de nuevo las muletas.

Pida ayuda si no está seguro de cómo utilizar las muletas.

Peso soportado: 120 kg

Asegúrese de que las conteras de las muletas (tacos de goma en el extremo inferior) están colocadas en su lugar y no se han desgastado.



Abriendo nuevos horizontes en movilidad. © 2016

VERMEIREN
Para más movilidad



Kula pachowa Ashley

Kula jest przedmiotem ortopedycznym wykorzystywanym w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba odciążenia nogi lub stopy podczas poruszania się.

Dobrze dopasowana kula powinna mieć taką długość, aby w pozycji wyprostowanej była na wysokości od 2,5 do 4 cm poniżej pachy.

Uchwyt kuli powinien być na wysokości linii bioder. Regulacji wysokości uchwytów dokonuje się poprzez poluzowanie śruby motylkowej. Następnie należy wyjąć całkowicie śrubę, umieścić uchwyt w żądanej pozycji, włożyć śrubę i dokręcić motylikiem.

Upewnij się, że śruba motylkowa jest dokręcona!!!

Podczas używania łokieć powinien być lekko zgięty.


Dociśnij górną część kuli mocno do swojego boku, a własny ciężar starać się wesprzeć o uchwyt dłoni. Nie dopuść aby górna część kuli wywierała zbyt duży nacisk pod pachą. Wysokość kuli można dopasować do wysokości osoby: naciśnij jednocześnie dwa przyciski u dołu kuli i wsuń lub wysuń rurkę.

Przed używaniem upewnij się, że przyciski wskoczyły z powrotem prawidłowo w otwór!!!

Poproś pomoc, jeżeli nie masz pewności co do sposobu używania kuli.

Waga użytkownika: do 120 kg

Upewnij się, że końcówka kuli (gumowa nasadka) jest prawidłowo osadzona i nie zużyta!!!



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości



VERMEIREN

België

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

Deutschland

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a - D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de - e-mail: info@vermeiren.de

France

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin - F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98 - Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr - e-mail: info@vermeiren.fr

Österreich

Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Straße 4 - A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229/64900 - Fax: +43(0)7229/64900-90
website: www.vermeiren.at - e-mail: info@vermeiren.at

Italia

Vermeiren Italia S.R.L.
Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese (MI)
Tel: +39 02/997707 - Fax: +39 02/93585617
website: www.vermeiren.it - e-mail: info@vermeiren.it

Schweiz

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62 - CH-3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch - e-mail: info@vermeiren.ch

Polska

Vermeiren Polska Sp. z o.o.
ul. Łączna 1 - PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00 - Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl - e-mail: info@vermeiren.pl

Nederland

Vermeiren Nederland B.V.
Correspondentieadres: Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

España

Vermeiren Iberica, S.L.
Carretera de Cartellá, Km. 0,5 - Sant Gregori P.I. - Edifici A
ES-17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433 - Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es - e-mail: info@vermeiren.es

Česká republika

Vermeiren ČR S.R.O.
Nadrazní 132 - 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 133 923 - Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz - e-mail: info@vermeiren.cz

Manufacturer

Vermeiren Group
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility

