

Multi test narkotykowy z moczu 6w1

Opis produktu:

MULTI TEST NARKOTYKOWY to panelowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do równoległego, jakościowego wykrywania sześciu substancji psychoaktywnych w moczu. Umożliwia przeprowadzenie wstępnego screeningu toksykologicznego w ramach pojedynczego badania, bez konieczności użycia aparatury laboratoryjnej.

Zastosowana metoda immunochromatograficzna pozwala na jednoczesną weryfikację przekroczenia zdefiniowanych stężeń granicznych (cut-off) dla:

- amfetaminy,
- kokainy,
- THC,
- MDMA,
- opiatów,
- morfiny.

Wizualny odczyt wyników w polach testowych następuje po 5 minutach od aplikacji próbki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MULTI TEST NARKOTYKOWY

MULTI TEST NARKOTYKOWY to panelowy test wieloparametrowy służący do jakościowego, jednoczesnego wykrywania sześciu substancji w moczu. Produkt identyfikuje obecność amfetaminy (AMP), kokainy (COC), marihuany i haszyszu (THC), ecstasy (MDMA), opiatów (OPI) oraz morfiny (MOP).

Wyrób jest przeznaczony do diagnostyki in vitro do samokontroli w warunkach domowych. Badanie opiera się na metodzie immunochromatograficznej i polega na zanurzeniu pasków testowych w pobranej próbce moczu, a wynik odczytywany jest wizualnie.

Najważniejsze cechy

Jednoczesne oznaczanie sześciu substancji

Konstrukcja panelowa umożliwia równoległe wykrywanie amfetaminy, kokainy, marihuany i haszyszu, ecstasy, opiatów oraz morfiny podczas pojedynczego badania moczu.

Wykrywanie progowe (cut-off)

Test jakościowy identyfikuje obecność poszczególnych substancji lub ich metabolitów w moczu po przekroczeniu ustalonych stężeń granicznych.

Wizualny odczyt wyniku

Wynik badania jest przedstawiany bezpośrednio na panelu w postaci barwnych linii pojawiających się w polach kontrolnych (C) oraz testowych (T).

Czas odczytu po 5 minutach

Wynik testu odczytuje się po 5 minutach od momentu zanurzenia końcówek pasków w badanej próbce.

Zawartość zestawu

- Saszetka z testem panelowym i pochłaniaczem wilgoci – 1 szt.
- Instrukcja użycia – 1 szt.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Badany materiał	ludzki mocz
Czas odczytu wyniku	5 minut (nie interpretować po 10 minutach)
Czas zanurzenia pasków	ok. 10-15 sekund
Poziom graniczny (cut-off) – D-Amfetamina (AMP)	1000 ng/ml
Poziom graniczny (cut-off) – Benzoiloeckgonina / Kokaina (COC)	300 ng/ml
Poziom graniczny (cut-off) – 11-nor-Δ9-THC-9-COOH / Marihuana, Haszysz (THC)	50 ng/ml
Poziom graniczny (cut-off) – D,L-metylenodioksymetamfetamina / Ecstasy (MDMA)	500 ng/ml

Poziom graniczny (cut-off) – Morfina /
Opiaty (OPI)

Poziom graniczny (cut-off) – Morfina
(MOP)

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – AMP

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – COC

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – THC

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – MDMA

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – OPI

Dokładność w porównaniu z metodą
GC/MS – MOP

Klasyfikacja wyrobu

Znak zgodności

2000 ng/ml
300 ng/ml
98%
> 99%
> 99%
96%
98%
98%
wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (IVD) do samokontroli
CE 0197

Informacje:

Model: