

## Domowy test CRP z krwi

### Opis produktu:

**SamSięZbadaj Domowy test CRP z krwi** to wyrób do diagnostyki in vitro przeznaczony do półilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego w próbkach krwi kapilarnej. Umożliwia wstępną ocenę nasilenia reakcji zapalnej u pacjentów manifestujących objawy infekcyjne.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### SamSięZbadaj Domowy test CRP z krwi

SamSięZbadaj CRP TEST to jednorazowy test do diagnostyki in vitro przeznaczony do półilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w próbce krwi kapilarnej. Wyrób jest przeznaczony do samokontroli, co umożliwia samodzielne wykonanie badania przez użytkownika o dowolnej porze dnia.

Test służy jako pomoc w ocenie stężenia białka C-reaktywnego oraz stanowi wsparcie przy określaniu, czy występujące dolegliwości mogą wiązać się z infekcją bakteryjną lub wirusową, ułatwiając podjęcie decyzji dotyczącej konsultacji z lekarzem.

### Najważniejsze cechy

#### Progowo oznaczanie stężenia CRP

Płytkę testową zawiera przeciwciała anti-CRP, które reagują z badaną próbką krwi. Test pozwala na rozróżnienie stężenia CRP względem progu odcięcia wynoszącego 10 mg/l (wynik dodatni przy stężeniu powyżej 10 mg/l lub ujemny poniżej tej wartości).

## Wizualna prezentacja wyniku

Wynik badania pojawia się w postaci barwnych prążków na płytce testowej. O interpretacji decyduje wyłącznie obecność lub brak prążka, a natężenie barwy nie wpływa na odczyt.

## Kontrola poprawności badania

W konstrukcji płytki uwzględniono strefę kontrolną (C). Pojawienie się prążka w tym polu potwierdza prawidłowy przebieg procedury testowej.

## Zastosowanie

Wyrób stosuje się w przypadku wystąpienia objawów sugerujących infekcję, do których należą:

- stan podgorączkowy,
- gorączka,
- bóle głowy,
- ogólne osłabienie.

## Zawartość zestawu

Foliowa kopertka z płytką testową i pochłaniaczem wilgoci – 1 szt.

Urządzenie z kapilarką do pobrania krwi – 1 szt.

Plastikowa fiolka z buforem – 1 szt.

Jednorazowy, sterylny nakłuwacz – 1 szt.

Instrukcja używania wyrobu – 1 szt.

## Dane techniczne

Badany materiał

Próg odcięcia stężenia CRP

Czas do odczytu wyniku

Maksymalny czas wiarygodności wyniku

Liczba oznaczeń w zestawie

Status wyrobu

Klasyfikacja diagnostyczna

|                                     |
|-------------------------------------|
| rew kapilarna                       |
| 10 mg/l                             |
| 5 min (od dodania roztworu)         |
| 7 min (po dodaniu roztworu)         |
| 1                                   |
| wyrób medyczny do samokontroli      |
| wyrób do diagnostyki in vitro (IVD) |

**Informacje:**

**Model:**