



PrimeSight™ UNITY

VIDEO PROCESSOR



Innovation for Health

PRIMESIGHT™ UNITY VIDEO PROCESSOR

Procesor video PrimeSight™ Unity został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wizualizację endoskopową i wygodę. Ta wszechstronna platforma video zawiera 19-calowy panoramiczny intuicyjny ekran dotykowy i imponującą listę funkcji użytkownika.

INTERFEJS PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

- Intuicyjny wyświetlacz dotykowy
- Bezproblemowe przeprowadzanie badania dzięki ulepszonej nawigacji
- Łatwa archiwizacja zdjęć i filmów

KOMPAKTOWA WSZECHESTRONNOŚĆ

- Składany ekran ułatwia przechowywanie
- Do użytku z wózkiem PrimeSight lub na praktycznie każdej płaskiej powierzchni

ZABEZPIECZENIE DANYCH

- Dostęp chroniony hasłem
- Szyfrowanie plików

ULEPSZONA JAKOŚĆ OBRAZU

- 19" ekran
- Obrazowanie HD



DO STOSOWANIA Z CYSTOSKOPEM PRIMESIGHT (ENDOSKOPIA)





WÓZEK ENDOSKOPOWY JEDNOSTKI PRIMESIGHT

- Regulowana wysokość
- Kosze do przechowywania EndoSheath®
- Zamykana szuflada
- Podstawy do zakładania płaszczy EndoSheath
- Osłona endoskopu (sprzedawana osobno)



TERAZ JESZCZE ŁATWIEJSZE BADANIE DZIĘKI ENDOSKOPII PRIMESIGHT

PROCESOR VIDEO PRIMESIGHT UNITY

Numer katalogowy	Produkt
PROCESOR VIDEO PRIMESIGHT UNITY	
07-9000	Procesor video PrimeSight UNITY
07-9022	Wózek endoskopowy PrimeSight UNITY
CYSTOSKOPIA PRIMESIGHT	
08-5202	Cyfrowy cystoskop CST-5000 (standardowa) (PAL)
08-5204	Cyfrowy cystoskop CST-5000 (Intuitive) (PAL)
PŁASZCZE OCHRONNE ENDOSHEATH	
08-5101	CV-2.1 EndoSheath Protective Barrier (10/karton)
08-5102	CV-1.5 EndoSheath Protective Barrier (10/karton)
AKCESORIA JEDNORAZOWE	
07-1000	Chusteczki EndoWipe®
07-1020	Enzymatyczna gąbka do czyszczenia EndoWipe®

Rx Tylko Rx. Pełne instrukcje użytkowania, przechowywania, ostrzeżeń, wskazań, przeciwwskazań, środków ostrożności, działań niepożądanych i zrzeczenia się gwarancji znajdują się we wkładce dołączonej do każdego produktu. Modele służą wyłącznie do celów poglądowych. EndoSheath jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a PrimeSight jest znakiem towarowym. PrimeSight i EndoSheath są produkowane przez Cogentix Medical.

© 2018 LABORIE. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyłączny dystrybutor:

Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 609 139 337, mterczynska@meden.com.pl
tel.: +48 94 344 90 59 / 61, wam@meden.com.pl
fax.: +48 94 345 40 55, www.meden.com.pl


MEDEN INMED
PROFESJONALNA INŻYNIERIA MEDYCZNA