



Cechy charakterystyczne:

- umożliwia zmianę pozycji pacjenta z pozycji leżącej na boku do pozycji leżącej na plecach,
- opiekun może stosować dostępne techniki obchodzenia się z pacjentem (safe patient handling; SPH) podczas jego przemieszczania lub może skorzystać z opatentowanego systemu transportowego niewymagającego obracania pacjenta,
- bezpieczne i łatwe przemieszczanie pod kątem 90 stopni sprawia, że zarówno pacjent, jak i jego rodzina czują się pewniej, co sprzyja budowaniu doskonałej współpracy między nimi,
- opiekun może bardzo łatwo i często zmieniać ułożenie pacjenta w celu zwiększenia jego tolerancji na długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, używając funkcji spoczynku lub odchylenia w przestrzeni,
- konstrukcja fotela pozwala na jego łatwe przenoszenie i wykorzystywanie w wielu gabinetach na terenie szpitala.

Korzyści kliniczne dla pacjenta:

Szybsza rekonwalescencja

Szybsze opuszczenie łóżka przez pacjenta może znacznie skrócić jego pobyt zarówno na oddziałach intensywnej terapii, jak i całkowity pobyt w szpitalu.

Bezpieczne i efektywne przemieszczanie

Stosowanie rozkładanego fotela znacznie zwiększa bezpieczeństwo, jednocześnie eliminując konieczność zbędnego przenoszenia pacjenta. Ponadto umożliwia jego przewożenie do innych gabinetów w celu odbycia fizykoterapii lub innych pomocniczych zabiegów rehabilitacyjnych.

Zadowolenie pacjenta

Nie każdego pacjenta można podnieść. Niektórzy pacjenci cierpią z powodu odleżyn, bólu lub po prostu boją się podnoszenia. Nasz rozkładany fotel stanowi doskonałą, niewymagającą podnoszenia alternatywę, która umożliwia komfortowe przemieszczanie tej grupy pacjentów.

Rozkładany fotel od firmy **Human Care** to wielofunkcyjne urządzenie niewymagające podnoszenia pacjenta, którego głównym zadaniem jest niesienie pomocy opiekunowi w efektywnym i bezpiecznym sprawowaniu opieki nad pacjentem, polegającej na jego podnoszeniu, transporcie oraz zmianie jego ułożenia. Urządzenie można również wykorzystywać do wczesnej mobilizacji, co może znacznie skrócić pobyt pacjenta w szpitalu, zwiększyć jego zadowolenie, bezpieczeństwo oraz poczucie godności, a także zmniejszyć częstotliwość występowania urazów powstałych podczas pracy.

Korzyści kliniczne dla opiekuna:

Ułatwia pracę

Nasz rozkładany fotel sprawia, że praca opiekuna staje się znacznie łatwiejsza, dzięki podniesieniu jakości oferowanej opieki oraz skróceniu czasu rekonwalescencji. Jego stosowanie zwiększa wygodę pacjenta, a także sprawia, że zarówno pacjent, jak i jego rodzina czują się znacznie pewniej, co sprzyja wczesnej mobilizacji i skutecznej rehabilitacji.

Skuteczny i łatwy w użytku

Po przeniesieniu pacjenta na rozkładany fotel, można bardzo łatwo zmieniać jego ułożenie, korzystając z nieograniczonej liczby opcji odchyłania.

Zapobieganie urazom

Siła napędowa dla inicjatyw związanych z bezpiecznym obchodzeniem się z pacjentem. Stosowanie rozkładanego fotela chroni opiekuna przed urazami i wspomaga inicjatywy związane z bezpiecznym obchodzeniem się z pacjentem.



Zaprojektowany do odciążenia i pozycjonowania.
Przesuwa pozycję bez wpływu na kąt ciała pacjenta

Korzyści finansowe dla placówki:

Krótszy pobyt w szpitalu

Badania wykazały, że wczesna mobilizacja w określonych sytuacjach prowadzi do skrócenia średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

Zmniejszenie całkowitych kosztów na oddziałach intensywnej terapii

Badania wykazały, że wczesna mobilizacja zmniejsza całkowite koszty opieki nad pacjentami, którzy wymagają przewożenia na zabiegi rehabilitacyjne odbywające się na oddziałach przejściowych.

Chroni opiekunów przed urazami

Rzadsze występowanie urazów u opiekunów redukuje zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe koszty związane z występowaniem urazów powstałych podczas pracy.

Wspiera inicjatywy związane z bezpiecznym obchodzeniem się z pacjentem

Dodatkowe wsparcie inwestycji obejmujących istniejące inicjatywy, niemniej jednak może również okazać się niezwykle skuteczne podczas rozwijania technik SPH na oddziałach generujących wysokie koszty lub oddziałach o podwyższonym ryzyku.

Skuteczność

Przenośna konstrukcja naszego fotela, a także jego dostępność umożliwiają zastosowanie tego samego rozwiązania w wielu gabinetach.



Inwestycja we wczesną rehabilitację na oddziałach intensywnej terapii może przynieść ogromne oszczędności całemu szpitalowi.

Dane techniczne:



Fotel H-250



Fotel I-400



Fotel I-700



Zestaw do transportu pacjenta

Rozkładane fotele	Numer elementu	Szerokość siedziska	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Całkowita wysokość	Maksymalna waga użytkownika
Fotel H-250	B1002	43 cm	61 cm	Rozłożony: 184-203 cm Wózek: 124-170 cm	Rozłożony: 68 cm Wózek: 135-152 cm	250 lbs / 113 kg
Fotel I-400	B1041-TS-GEL	53 cm	76 cm	Rozłożony: 184-199 cm Wózek: 115-159 cm	Rozłożony: 70 cm Wózek: 130-142 cm	400 lbs / 181 kg
Fotel I-700	B1071-TS-GEL	65 cm	89 cm	Rozłożony: 180-199 cm Wózek: 115-159 cm	Rozłożony: 70 cm Wózek: 130-142 cm	700 lbs / 318 kg

System transport pacjenta	Numer elementu	Zawartość zestawu
Zestaw do transferu pacjenta dla H-250	b2004e	2 zawiasy do fotela, 5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski
Zestaw do transferu pacjenta dla I-400 (szpital)	b2011a	2 zawiasy do łóżka, 1 drążek transportowy, 5 pasów zabezpieczających, 2 prześcieradła transportowe
Zestaw do transferu pacjenta dla I-400 (opieka domowa)	b2001c	5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski

