



Ultra-cienka platforma -
zmniejsza ryzyko potknięcia
i możliwość zakłócenia chodu

Strideway™

GAIT ANALYSIS SYSTEM

Strideway™ to pierwsza w pełni modułowa platforma do pomiaru rozkładu ciśnienia na podłożu podczas chodu zwierząt. System w sposób obiektywny rejestruje siłę i rozkład ciśnienia na podłożu oraz czas, dystans oraz wiele innych parametrów.



Strideway jest...



PRZENOŚNY

Przenośna platforma, łatwy transport
oraz kompaktowe przechowywanie



KOMPATYBILNY

Zintegrowany z innymi systemami, jak
EMG lub system wychwytywania ruchu
3D motion capture



WYDAJNY

Szybka i łatwa konfiguracja



REGULOWANY

Możliwość dostosowania długości



KLAROWNY

Przejrzysta analiza danych chodu

SPECYFIKACJA

Strideway nie nadaje się do analizy chodu zwierząt kopytnych. Strideway dedykowany jest do analizy chodu psów oraz kotów.

UWAGA: Systemy Strideway są kompatybilne tylko z 64-bitowym oprogramowaniem.

	Standardowa rozdzielczość	Wysoka rozdzielczość
Minimalna waga zwierzęcia	11.34 kg	4.53 kg
Rasy psów	Średnie do dużych	Małe do dużych
Model czujnika	3160	3164
Rozdzielczość	0.968 czujników/cm ²	3.88 czujników/cm ²
Maksymalna częstotliwość pomiarowa	500 Hz	250 Hz
Zakres ciśnień	40, 75, 125 psi 276, 518, 862 kPa	40, 75, 125 psi 276, 518, 862 kPa
Technologia czujnika	Oporowa	
Wysokość platformy	15 mm	
Waga (na płytce)	6.58 kg	
Komunikacja	USB 2.0 (tylko 1 na system)	
Zasilanie	100-240VAC 50/60 Hz, IEC320 Gniazdko in, 12VDC 30W out	

WYMIARY PLATFORMY

Aby upewnić się, że zebrane przez Ciebie dane są prawidłowe, system Strideway jest standardowo wyposażony w dwie krańcowe płytki dzięki którym chód zwierząt poprzedzający zebranie danych jest swobodny.

W tabeli przedstawiono pełne wymiary płytek oraz obszar aktywizacji czujników.

Model	Aktywna część pomiarowa	Wymiary całkowite
Strideway 2	0.65 x 1.3 m	0.91 x 2.60 m
Strideway 3	0.65 x 1.95 m	0.91 x 3.25 m
Strideway 4	0.65 x 2.60 m	0.91 x 3.90 m
Strideway 5	0.65 x 3.25 m	0.91 x 4.55 m
Strideway 6	0.65 x 3.90 m	0.91 x 5.20 m
Strideway 7	0.65 x 4.55 m	0.91 x 5.85 m
Strideway 8	0.65 x 5.20 m	0.91 x 6.50 m

PRZENOŚNE ROZWIĄZANIE

Dla wygodniejszego i bezpieczniejszego transportu oraz swobody przeprowadzania badania w zestawie znajduje się kompaktowy walizka na kółkach. Dzięki modułowej formie system Strideway umożliwia dodanie płytek w dowolnym momencie, co pozwala na powiększenie powierzchni platformy.



By ułatwić transport i przechowywanie Strideway jest łatwy w montażu/demontażu

