

JZM Panel 2000 to funkcjonalny system szynowo-panelowy wykonany z aluminiowych profili, które stanowią podstawowe wyposażenie pomieszczeń, wymagających zgromadzenia dużej ilości aparatury medycznej na ograniczonej przestrzeni.

Świetnie sprawdzi się na salach intensywnej opieki medycznej, kardiologicznych, pooperacyjnych i salach chorych, ponieważ pozwala na ergonomiczne rozmieszczenie wokół łóżka pacjenta **niezbędnej aparatury**, a także specjalistycznych instalacji gazów medycznych oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym **systemów przywoławczych**.



Sprzęt jest mocowany do systemu szyn za pomocą praktycznych uchwytów, co umożliwia szybki montaż i demontaż poszczególnych elementów. Jest to szczególnie przydatne na **oddziałach intensywnej opieki medycznej**, gdzie elementy **systemu przyłóżkowego** muszą być zmieniane w krótkim czasie, zgodnie z potrzebami Pacjenta.



Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania i skonfigurowania systemu, w zależności od specyfiki szpitala lub placówki.

Oferujemy pełną gamę wyposażenia dodatkowego, m.in. półki i zestawy półkowe, uchwyty, wieszaki na kroplówkę, parawan, wieszak na pompę infuzyjną i wiele innych.

Panele malowane są lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany koloru, wyglądu oraz unowocześniania poszczególnych elementów systemu.

System **Meden-Opt** jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywołania przeznaczonym dla domów opieki, szpitali oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Dzięki swojej budowie jest bardzo prosty zarówno w instalacji, jak i w obsłudze.



Cechy charakterystyczne:

- cyfrowy system oparty na instalacji 2-przewodowej,
- stała rejestracja zdarzeń,
- sygnalizacja awarii systemu,
- sygnalizacja z czujników dymu, zalania itp.,
- sygnalizacja alarmów przez SMS (opcja),
- komunikacja głosowa (opcja),
- wykonanie antybakteryjne (opcja).

Na życzenie przygotowujemy dokumentację projektową oraz udzielamy wsparcia dla inwestorów, architektów i projektantów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.meden.com.pl/link/przyzyw, aby zapoznać się z pełną ofertą oraz uzyskać więcej informacji na temat systemu przywoławczego Meden-Opt.

