

Galaxy Traction

Stół do trakcji



Profesjonalne stół **GALAXY Traction T3** (3-sekcyjny) oraz **T4** (4-sekcyjny) przeznaczone do zabiegów trakcji kręgosłupa z użyciem ciągnika trakcyjnego. Zabiegi trakcyjne wykonuje się w celu zwiększenia sprawności statodynamicznej kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni oraz zwiększenie przestrzeni i otworów międzykręgowych. W wyniku terapii następuje redukcja ucisku i podrażnienia korzeni nerwowych oraz poprawa krążenia w obszarze tętnicy kręgowej.

Cechy charakterystyczne:

- dostępny w wersji 3- lub 4-sekcyjnej,
- elektryczna regulacja za pomocą ramy wokół podstawy stołu,
- regulowany zagłówek od -30° do 80° z wyprofilowanym otworem na twarz i zaślepką,
- specjalny uchwyt na pasy do trakcji ukryty pod zaślepką,
- szeroka gama kolorów tapicerki,
- stabilna konstrukcja krzyżakowa,
- regulowana półka pod aparat do trakcji,
- system jezdny F0 (2 kółka i 2 antypoślizgowe stopki) lub F4 (4 unoszone kółka i 4 antypoślizgowe stopki),
- **PAS** (Personal Authorization System) - magnetyczny klucz dostępu,
- kompatybilność z pasami do trakcji **QuickWrap DTS** oraz urządzeniem do trakcji kręgosłupa **TRU-TRAC/TRITON** marki **Chattanooga**.

Dane techniczne:

	T3	T4
Ilość sekcji:	3	4
Kąt regulacji zagłówka [°]:	-30°/+80°	-30°/+80°
Kąt regulacji sekcji tylnej [°]:	-	0°/+70°
Regulacja wysokości [cm]:	57-102	57-102
Regulacja przesuwu sekcji tylnej [cm]:	0-10	0-10
Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	211 x 70	211 x 70
Waga [kg]:	130	130
Maksymalne obciążenie [kg]:	200	200
Zasilanie [V; Hz]:	100-240; 50/60	100-240; 50/60

Dodatkowe akcesoria:

- urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga,
- zestaw specjalistycznych pasów do trakcji **QuickWrap DTS**,
- 2-sekcyjna podstawka do fleksji,
- pasy do stabilizacji.

