

Meden-Inmed Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

Tel.: +48 94 347 10 40
Fax: +48 94 347 10 41

meden@meden.com.pl
www.meden.com.pl



TAPICERKI PREMIUM

2022.02.25/1/Wyd. 4/ Wersja 4



Management
System
ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 0000073249

Dane techniczne:

Tapicerka: 100% Poliuretan

Odporność na odkształcenia - wyjątkowo wytrzymała



6 razy bardziej wytrzymała od tapicerki standard



Odporna na działanie cieczy (oleje, krew, mocz)



Odporna na rozciąganie



Odporna na niskie temperatury



Niezwykłe miękka



Odporna na działanie promieni UV



Antybakteryjna powłoka (z cząsteczkami nanosrebra)



Odporna na działanie chemii



Łatwa w czyszczeniu



Odporna na ścieranie

Czyszczenie:

Zalecamy czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.



6701 WHITE



6703 ECRU



6731 MANGO



6722 GRASS



6724 JET



6734 QUETZAL



6718 TANGELO



6738 WINE




6726 ARTESIAN



6739 GRAPHITE



6728 BLACK



6713 CHOCOLATE