

## Dane techniczne:

Tapicerka: skóra ekologiczna

Najwyższa jakość i funkcjonalność



Odporna na działanie wysokich temperatur



Odporna na ciecze (woda, krew, solanka)



Miękka, elastyczna i komfortowa powłoka




Wysoce wytrzymała, odporna na zadrapania



### Czyszczenie:

Można czyścić wybranymi środkami do dezynfekcji, ale zalecamy czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.




00 - Ecre



02 - Niebieski



04 - Terakota



06 - Szary



08 - Czarny



10 - Jasnozielony



12 - Morski



14 - Limonka




01 - Beżowy



03 - Granatowy



05 - Brązowy



07 - Grafitowy



09 - Czerwony



11 - Miodowy



13 - Pomarańczowy



15 - Błękitny