





Urządzenie do masażu wirowego **WKG** to idealne urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych i w celu łagodzenia zmęczenia oraz rozluźnienia układu mięśniowo-nerwowego. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny masaż wirowy przy użyciu 44 dysz, ergonomicznej konstrukcji oraz ekonomicznemu zużyciu wody, **WKG** stanowi podstawowe wyposażenie gabinetów do hydroterapii.




Długość: **90 cm**




Wysokość: **92 cm**



Szerokość: **95 cm**



Waga: **60 kg**



Pojemność: **45 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - min. 30 l,
- efektywna kąpiel z masażem wirowym przy użyciu 44 dysz,
- system napowietrzania strumienia wody z regulacją,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody (opcja),
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznica,
- krzesło obrotowe,
- system automatycznego napełniania (opcja).

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	ok. 30
Pojemność do przelewu [l]:	45
Liczba dysz:	44
Czas napełniania/opróżniania [min]:	1,3/0,7
Pobór prądu [A]:	5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	90 x 95 x 92
Waga [kg]:	60

