

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe



Firma Technomed rozumie znaczenie krystalicznie czystego sygnału, łatwości użytkowania i komfortu pacjenta podczas badań EMG.

Koncentryczne elektrody igłowe i kabel marki Technomed zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej równowagi pomiędzy ostrością igły oraz kontrolą jej ruchu wewnątrz mięśnia pacjenta.

Kabel i uchwyt elektrody zapewniają pewny chwyt i optymalną precyzję w pozycjonowaniu igły.

Zalety produktu


- Wyraźny i niezawodny sygnał wraz z ulepszonym obszarem rejestracji i kablem ekranowanym
- Optymalny komfort pacjenta oraz łatwością penetracji i repozycjonowania igły
- Precyzyjna obsługa dzięki ulepszonej ergonomicznej konstrukcji uchwytu igły i kabla
- Efektywność użytkowania dzięki oznaczeniu kolorami, wskaźnikowi obszaru rejestracji i łatwemu podłączaniu kabla do elektrody

Dostępne warianty

Długość igły [mm]	Średnica [mm][G]	Powierzchnia pomiarowa [mm] ²	Kolor	Opakowanie	Oznaczenie producenta	Numer katalogowy
25	0.30 (30)	0.031	Czerwony	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-001	96-633
25	0.40 (27)	0.031	Żółty	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-002	96-643
30	0.30 (30)	0.031	Różowy	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-006	
37	0.45 (26)	0.085	Zielony	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-003	96-673
50	0.45 (26)	0.085	Niebieski	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-004	96-683
75	0.60 (23)	0.085	Fioletowy	25 indywidualnie pakowanych elektrod	TE/B50600-005	96-693

Specyfikacja elektrod

Bez kabla	✓
Nie zawierają lateksu	✓
Nie zawierają BPA	✓
DEHP < 0.1% wagi	✓
Zgodne z REACH & RoHS	✓
Sterylizowane ETO	✓
Data ważności	36 miesięcy



Kabel wielorazowy	Długość kabla [m]	Oznaczenie producenta	Numer katalogowy
Złącze 5 pin DIN	1.25	TE/D64-551	96-606
Złącze 5 pin DIN	2	TE/D64-851	96-607

