



Wózek transportowo-kąpielowy **HydroGo** ułatwia wykonywanie codziennych czynności higieniczno-kąpielowych i przemieszczanie osób o zmniejszonej samodzielności ruchowej spowodowanej chorobą lub dysfunkcją. Wózek umożliwia nie tylko transport osoby niepełnosprawnej lecz również zmianę wysokości leżyska z materacem prysznicowym, co ułatwia pracę personelu oraz zwiększa komfort pacjenta w trakcie zabiegu higienicznego. Wyrób przeznaczony jest do użytku w szpitalach, ośrodkach opieki i rehabilitacji oraz w domach opieki.

Cechy charakterystyczne:

- Wodoodporna konstrukcja stalowa malowana proszkowo
- Demontowalny materac prysznicowy wykonany z tworzywa sztucznego z otworem odpływowym (Ø 3,5 cm, zamykany korkiem); poduszka pod głowę
- Lekko pochylone leże ułatwia spuszczenie wody (różnica poziomów: 1,5 cm)
- Wąż odpływowy o długości ok. 1,1 m (z uchwytem mocującym) umożliwiającą łatwe odprowadzenie wody z wózka
- Szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego po obu stronach pedałami nożnymi,
- 4 duże koła jezdne z hamulcem (Ø 12,5 cm) umożliwiające łatwe manewrowanie w każdym kierunku jak również ułatwiające prowadzenie wózka w linii prostej (blokada kierunkowa)
- Odchylane 2 barierki boczne oraz 2 barierki czołowe, ułatwiające przenoszenie pacjenta oraz zabezpieczenie pacjenta podczas transportu i czynności pielęgnacyjnych
- 4 zderzaki, zabezpieczające wózek podczas manewrowania oraz w czasie transportu
- Konstrukcja umożliwiająca w razie potrzeby wykorzystanie również podnośnika jezdne do umieszczenia pacjenta wewnątrz materaca prysznicowego wózka
- Prosta obsługa, solidna konstrukcja, komfort użytkowania.

Dane techniczne:

Całkowity wymiar wózka (dł. x szer.) [cm]:	203 x 79
Wymiar materaca (dł. x szer.) [cm]:	195 x 69
Zakres unoszenia [cm]:	45,5 - 91
Średnica kółek [cm]:	12,5
Maksymalny udźwieg [kg]:	200
Waga urządzenia [kg]:	107
Regulacja wysokości:	hydrauliczna
Średnica skrętu [cm]:	215



Wskazania:

- Ułatwienie opiekunowi wykonywania codziennych czynności higieniczno-kąpielowych przy osobach o różnym stopniu niepełnosprawności.
- Wygodne i bezpieczne rozwiązanie w przypadku osób, które nie potrafią samodzielnie korzystać ze standardowej wanny kąpielowej czy prysznicza.
- Urządzenie przeznaczone jest do transportu w obiektach zamkniętych, po płaskich powierzchniach (w przypadku powierzchni pochylonych zalecana jest dodatkowa osoba do asekuracji pacjenta).