



PatiHoist to prosty w obsłudze, kompaktowy i zwrotny podnośnik pacjenta. Doskonale sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach, gdzie istotne są niewielkie rozmiary urządzenia oraz łatwość manewrowania.

Dużą zaletą tego podnośnika jest możliwość złożenia go, co ułatwia przechowywanie lub transportowanie. Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania.

Cechy charakterystyczne:

- pojemny akumulator – długi czas pracy bez konieczności ładowania,
- kompaktowy – możliwość złożenia, co ułatwia przechowywanie i transport,
- niewielkie rozmiary i łatwość manewrowania – idealny do małych pomieszczeń.

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]:	160
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	128 x 63 x 134
Zakres podnoszenia CSP [cm]:	72-193
Minimalny promień skrętu [cm]:	69
Masa podnośnika [kg]:	39
Pojemność akumulatora [Ah]:	4,5

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

- podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez, dostępna w rozmiarach S-XL,
- podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez, dostępna w rozmiarach S-XL,



Podnośnik pionizujący **VertiHelp** przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrafią siedzieć i stać samodzielnie lub z podpórką.

Służy do przemieszczania pacjenta z jednej pozycji siedzącej do drugiej np. do przenoszenia pacjenta z lub na fotel, krzesło, wózek inwalidzki, łóżko, toaletę. Ułatwia przenoszenie pacjenta w celu zmiany opatrunku, podkładu, czy podczas higieny osobistej. Jest używany podczas codziennej opieki nad pacjentem w domach opieki, szpitalach, sanatoriach lub prywatnych mieszkaniach. Standardowo produkowany jest w wersji z podkolannikiem zamontowanym na sztywno, opcjonalnie jego wysokość może być regulowana.

Cechy charakterystyczne:

- łatwy w użyciu,
- idealny do niewielkich pomieszczeń,
- nie wymaga użycia prądu.

Dane techniczne:

Maks. obciążenie podnośnika [kg]:	180
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	89,8 x 70 x 100,9
Wysokość podkolannika (w wersji standardowej) [cm]:	54,1
Wysokość podkolannika (w wersji z regulowanym podkolannikiem) (min.-maks.) [cm]:	19-181
Promień skrętu [cm]:	51,2-58,2
Masa podnośnika (kg):	53
	35

- waga do podnośnika.