



Podnośnik przeznaczony do pionowego podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do 310 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko.

Dostępne w dwóch wersjach (obie z elektryczną regulacją rozstawu nóg podstawy):

Cechy charakterystyczne:

- rekomendowany dla pacjentów z nadwagą lub otyłością,
- bardzo szeroki zakres podnoszenia,
- duża moc podnoszenia pionowego.

VertiUp – podnośnik przeznaczony do opieki nad pacjentami, których waga nie przekracza 250 kg.

VertiUp Plus – podnośnik przeznaczony dla pacjentów, których waga nie przekracza 310 kg. Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych i domów opieki.

Dane techniczne:

	VertiUp	VertiUp Plus
Maks. obciążenie podnośnika [kg]:	250	310
Wymiary (dł. x szer. x wys. min. - wys. maks.) [cm]:	135 x 68,2 x 188-225	142,8 x 68 x 188-225
Zakres podnoszenia CSP [cm]:	34-172,2	34-172,2
Min. promień skrętu [cm]:	76	87,5
Masa podnośnika [kg]:	83	86
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9	2,9



Szeroki zakres podnoszenia

Możliwość podnoszenia pacjenta bezpośrednio z podłogi



Komfort pacjenta

Płynne ustawienie optymalnej pozycji



Bezpieczeństwo manewrowania

Tyłne kółka z hamulcami blokują niezamierzony ruch podnośnika np. podczas podwieszania pacjenta

