

Stellar 170, Pallas 175 | Podnośniki pionizujące do transportu pacjenta



Stellar 170 to podnośnik do transportu pacjenta w pozycji stojącej. Posiada elektryczną regulację wysokości i rozstawu ramion jezdnych — zakres podnoszenia wynosi 80-160 cm, regulacja podstawy 54-83 cm, natomiast maksymalny udźwig to 170 kg. Podnośnik z regulowaną podpórką pod kolana oraz funkcją elektrycznego i mechanicznego opuszczania awaryjnego (bez podwieszki). Unikalny, opatentowany system zaczepów podwieszek łączy bezpieczeństwo użytkownika z łatwością ich mocowania. Natomiast regulowana wysokość i kąt komfortowego wspornika kolan gwarantuje idealne dopasowanie dla każdego użytkownika.

Cechy charakterystyczne:

- kompaktowe wymiary, mały promień skrętu,
- regulowany na wysokość i pod kątem wspornik kolan,
- funkcja awaryjnego wyłączania i opuszczania,
- elektryczny rozstaw nóg w standardzie,
- najnowszy, elektroniczny system sterowania z funkcjami zliczania cykli pracy, najbliższą datą serwisu, itp,
- funkcja awaryjnego wyłączania i opuszczania,
- zdejmowany podnóżek,
- dodatkowe uchwyty rąk wspomagające pacjenta przy podnoszeniu.

Dane techniczne:

Regulacja szerokości podstawy [cm]:	54-83
Długość ramion jezdnych [cm]:	74
Zakres podnoszenia [cm]:	80-160
Maksymalne obciążenie [kg]:	170
Waga całkowita [kg]:	51,6

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

- miękkie uchwyty dla użytkownika,
- podwyższające gąbki pod stopy - 50/100 mm,
- szeroka gama podwieszek.

Pallas 175 to podnośnik jezdny do transportu pacjenta w pozycji stojącej. Podnośnik posiada funkcję elektrycznej regulacji wysokości i rozstawu ramion jezdnych oraz wąski rozstaw ramion unoszących. Maksymalny udźwig wynosi 175 kg. Podnośnik dostępny w kolorze srebrnym (bez podwieszki).

Cechy charakterystyczne:

- 2 ramiona z zaczepami do mocowania podwieszek pokryte materiałem antypoślizgowym,
- podpórka pod kolana z zapinanym pasem,
- 4 kółka jezdne o dużym współczynniku tarcia, zapewniające łatwe sterowanie podnośnikiem (2 kółka tylne posiadają blokadę),
- elektryczna regulacja wysokości ramienia podnośnika za pomocą pilota,
- ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika,
- łatwy do zakładania i zdejmowania podnóżek oraz podpórka pod kolana,
- system bezpieczeństwa: czerwony przycisk służący do natychmiastowego zatrzymania podnośnika,
- zwarta i bardzo stabilna konstrukcja,
- po zdjęciu podnóżka i podpórki pod kolana **Pallas** może być użyty jako standardowy podnośnik służący do transportu w pozycji siedzącej.

Dane techniczne:

Regulacja szerokości podstawy [cm]:	59,5-94,5
Długość ramion jezdnych [cm]:	12
Zakres podnoszenia [cm]:	72,8-160,5
Maksymalne obciążenie [kg]:	175
Waga całkowita [kg]:	47

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

- podwieszka piersiowa, dostępna w rozmiarach S-XL,
- podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez, dostępna w rozmiarach S-XL,
- podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez, dostępna w rozmiarach S-XL.

