



Zobacz film: www.bit.ly/3a6wiV8

Podnośnik **Verteo** jest przeznaczony do pionizacji i transportowania osób o ograniczonej mobilności. Pionizacja polega na stabilizacji poszczególnych odcinków ciała pacjenta z wykorzystaniem podwieszki a następnie stopniowego podnoszenia pacjenta przez zmianę kąta wysięgnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego kąta nachylenia wysięgnika, podnośnik **Verteo** umożliwia podniesienie pacjenta do pozycji stojącej lub częściowo stojącej, co pozwala mu na pozostawanie w wybranej pozycji w czasie określonym przez opiekuna.

Głównym zadaniem podnośnika jest wspomaganie pacjenta w poruszaniu się podczas wykonywania codziennych czynności, np. wstawania, wychodzenia z łóżka, wstawania z krzesła, korzystania z toalety itp. Urządzenie doskonale nadaje się do stosowania w szpitalach, sanatoriach, domach opieki oraz pozostałych placówkach świadczących opiekę nad pacjentem, a także w warunkach domowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	108
Szerokość [cm]:	75
Wysokość [cm]:	113
Min. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	51/66
Maks. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	101/115
Zakres wysokości podnoszenia [cm]:	78-174
Wysokość podnóżka [cm]:	9
Średnica kół (z hamulcem/bez hamulca) [cm]:	12,5/10
Wysokość nóżek podstawy [cm]:	11,5
Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych "w dół" (min./maks.) [cm]:	39-52
Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych "w górę" (min./maks.) [cm]:	53-66
Masa podnośnika [kg]:	60
Maks. obciążenie podnośnika [kg]:	230
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9
Ładowarka	
Napięcie wejściowe [V]:	100-240
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Funkcje zdalnego sterowania:	• podnoszenie/opuszczanie • elektryczny rozstaw nóg • stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia
Zestaw standardowy:	• podnośnik bez podwieszki • instrukcja obsługi • przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej
Maks. poziom głośności [dB]:	52
Szybkość podnoszenia (wznoszenie bez obciążenia) [s]:	18
Szybkość podnoszenia (opuszczanie bez obciążenia) [s]:	18
Promień skrętu (min./maks.) [cm]:	62/70
Dodatkowe akcesoria:	• podwieszka (pas podtrzymujący plecy z klipsem) • zewnętrzna ładowarka



Przymocowany podnóżek (w pozycji równoległej do podłoża)



Podpórka na piszczele
- umożliwia podparcie kończyn dolnych pacjenta w obszarze piszczeli



Wytrzymałe mocowanie podwieszki (4-punktowe) - ramiona podnośnika posiadają 4 zaczepy (w celu łatwego przymocowywania podwieszki pionizującej wyposażonej w klipsy)



Pilot zdalnego sterowania
- ergonomiczny i łatwy w użyciu



Skrzynka kontrolna i akumulator



Solidne kółka marki Tente