

Pool E-185

Podnośnik basenowy

WINCARE
P o l s k a



Cechy charakterystyczne:

- transfer z wózka inwalidzkiego do basenu,
- ergonomiczna i składana konstrukcja,
- posiada szeroki uchwyt (zakres podnoszenia to 2,1 m),
- ramię podnośnika obraca się o 360°,
- silnik firmy LINAK,
- skrzynka sterująca z zatrzymaniem awaryjnym i wbudowanym wskaźnikiem obciążenia,
- alarm dźwiękowy: ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii,
- elektryczny system awaryjnego opuszczania,
- akumulator w podnośniku basenowym może być odłączony i naładowany na podnośniku lub za pomocą zewnętrznej ładowarki,
- wskaźniki akumulatora: wskaźnik ładowania, przycisk zatrzymania, awaryjne opuszczanie elektryczne,
- metalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej pokryta nylonem,
- możliwość montażu na każdym rodzaju basenu, zarówno na pływalniach krytych, jak i basenach otwartych,
- dwie podstawy obrotowe - do osadzenia w betonie i przykręcenia bezpośrednio do podłoża,
- zgodny z normą EN ISO 10525:2007, która ma zastosowanie do podnośników do przenoszenia osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne:

Siłownik [V]:	24
Akumulator:	1 x 24 V/2,9 Ah 185 (zamknięte typu kwasowo-ołowiowego)
Wypożyczenie i stopień ochrony IP:	
Siłownik podnośnika:	IP66
Skrzynka sterująca:	IP65
Wyjmowany akumulator:	IP65
Pilot:	IP66

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

- specjalne nosze do użytku w basenie,
- specjalne krzesło do użytku w basenie.

Archimedes

Podnośnik wannowy



Podnośnik wannowy **Archimedes** to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie wejść i wyjść z wanny. Umożliwia osobom starszym oraz niepełnosprawnym kąpiele, które mogą zredukować ból i poprawić ich ogólne samopoczucie.

Cechy charakterystyczne:

- zasilany bateryjnie, wodoodporny pilot,
- podnośnik został tak skonstruowany, aby nie było możliwości opuszczenia użytkownika do wanny, jeżeli bateria nie jest wystarczająco naładowana,
- łatwa w czyszczeniu stalowa podstawa,
- unikatowe 4-kierunkowe przyssawki sprawiają, że podnośnik jest łatwy do wyjęcia bez przeciążania pleców,
- system przeciw uszczypnięciu skóry użytkownika przy opuszczaniu/podnoszeniu,
- niewielka waga.

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie [kg]:	165
Wysokość siedziska (min/max) [cm]:	8/45
Długość siedziska [cm]:	44,5
Szerokość siedziska [cm]:	39,5
Masa siedziska z oparciem [kg]:	5,2
Masa podstawy [kg]:	2,8
Masa mechanizmu [kg]:	2

