


Podwieszki do podnośników

Jaki rodzaj podnośnika – jaki rodzaj podwieszki?



Podwieszki na pętle:

Lifteo MLA/ELA, Levitop Standard,
podnośniki sufitowe



Podwieszki na klipsy:

Levitop Comfort, Verteo

Posiadamy w ofercie szeroki wybór podwieszek zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie pacjenta. Modele różnią się przeznaczeniem, materiałem z jakiego są wykonane oraz sposobem montażu (**pętla** lub **klipsy**). Zostały wyprodukowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności oraz bezpieczeństwie i komforcie pacjentów. Podwieszki są dostępne w różnych rozmiarach.

Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy (25005)



- udźwig: 250 kg,
- mocowanie na pętle,
- materiał: poliestr/poliester net.

Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy (25005-C, 25010-C)



- udźwig: 250 kg,
- mocowanie na klipsy,
- materiał: poliestr (25010-C), poliestr net (25005-C).

Podwieszka toaletowo-kąpielowa (25080)



- udźwig: 250 kg,
- mocowanie na pętle,
- materiał: poliestr (25080), poliestr net (25085).



Podwieszki do podnośników

Podwieszka toaletowo-kąpielowa (25090C)



- udźwig: 250 kg,
- mocowanie na klipsy,
- materiał: poliester net.

Podwieszka toaletowo-kąpielowa z podparciem głowy (25090)



- udźwig: 250 kg,
- mocowanie na pętle (25090),
- mocowanie na klipsy (25090-C),
- materiał: poliester net.

Podwieszka bariatryczna (NSB-105, NSB-104)




- udźwig: 318 kg,
- materiał bawełna (NCB-105), poliester net (NSB-104)
- możliwość mocowania na pętle (NSB-105) lub klipsy (NSB-104)

Podwieszka pionizująca (25130C)



- udźwig: 250 kg
- materiał: poliester
- możliwość mocowania na klipsy

Podwieszka do podnoszenia w pozycji leżącej



Wersja standardowa NSB-401-S

Wersja bariatryczna NSB-410-ST

- udźwig: 454 kg
- materiał: poliester (NSB-401-ST), poliester oddychający (NSB-410-ST)

