

Okulary ochronne dla zwierząt Doggles® to niezbędna ochrona, która zapewni bezpieczeństwo zabiegów laseroterapii, skutecznie chroniąc oczy zwierząt przed falami lasera o długości 800-1100 nm. Okulary ochronne dla zwierząt Doggles dostępne są w trzech różnych rozmiarach – S, M, L – dzięki czemu sprawdzą się zarówno u kota, jak i owczarka niemieckiego.

Wszystkie modele okularów ochronnych mają elastyczną opaskę na głowę i podbródek, co pozwala na łatwe dopasowanie podczas zabiegów.



Cechy charakterystyczne:

- zestaw 3 modeli w różnych rozmiarach (S, M, L),
- zakres długości fal 800-1100 nm,
- regulowany pasek na głowę i brodę.



Dane techniczne:

Przeznaczenie:	okulary ochronne dla zwierząt
Oprawa:	Doggles
Filtr:	P5K01
Kolor filtra:	ciemna zieleń
Rozpoznawanie kolorów:	niezmienione
Grubość filtra [mm]:	2
Materiał filtra:	tworzywo sztuczne
Technologia filtra:	filtr absorpcyjny
Zakres fal [nm]:	800-1100

Należy pamiętać, że okulary ochronne dla zwierząt chronią oczy tylko w zakresie długości fal od 800 - 1100 nm. Długości ustawiane powyżej lub poniżej danych jednostek mogą być szkodliwe dla wzroku zwierzęcia.

