



System fali radialnej **Intelect RPW Lite** cechuje intuicyjny panel sterowania, wysoka wydajność oraz mobilność. Urządzenie idealnie sprawdza się jako kompaktowy model na rozpoczęcie działalności lub uzupełnienie do innych aparatów.

Przykładowe zastosowanie:

- zwapniające zapalenie ścięgien,
- achillodynia,
- ból nadkłykcia boczno / środkowego,
- zapalenie ścięgna rzepki,
- zapalenie powięzi podeszwowej,
- zespół stresu piszczelowego,
- tendinopatia krętarzowa,
- punkty wyzwajające: mięśnie przedramienia, ból grzbietu, skrócone mięśnie łydek, przywódcie ud, lumbago, zespół szyjki macicy,
- rzeźbienie ciała,
- drenaż limfatyczny,
- masaż zdrowotny,
- pobudzanie tkanki mięśniowej i łącznej.

Wyposażenie standardowe:

- 1 głowica,
- 1 aplikator,
- 3 przewód ciśnienia,
- sterownik.

Dane techniczne:

Wymiary [cm]:	28,5 x 23,8 x 31
Waga [kg]:	9,8
poziomy energii [Hz/bar]:	6 - 18 / maks. 2,7



Intelect RPW2 to nowa generacja aparatu do terapii **radialną falą uderzeniową**. Łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, wygodę pacjenta oraz łatwość użytkowania. To jedno z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku. Unikatowa automatyczna regulacja została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu. Dzięki możliwości regulacji ciśnienia powłoki skórne pozostają nienaruszone, a sam zabieg jest prawie bezbolesny.

Przykładowe zastosowanie:

- mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
- pozostałe choroby przyczepów ścięgien,
- pobudzanie tkanki łącznej i mięśniowej,
- akupunktura falą uderzeniową,
- terapia antycellulitowa (I-III stopnia),
- napinanie tkanki mięśniowej i łącznej,
- usuwanie nagromadzeń limfy,
- rzeźbienie ciała,
- regulacja napięcia mięśniowego,
- masaż leczniczy,
- drenaż limfatyczny,
- masaż zdrowotny,
- pobudzanie tkanki mięśniowej i łącznej.

Cechy charakterystyczne:

- nowa głowica RSWT Falcon®,
- HF V-ACTOR®,
- ergonomiczna konstrukcja,
- sugerowana biblioteka protokołów,
- kolorowy ekran,
- tryb komfortu,
- szeroka oferta aplikatorów,
- niewielkie wymiary,
- rozszerzony zakres ciśnienia.

