



SportInnovations
Equine Therapy Equipment



Derka terapeutyczna PROSERIES 3IN1 o kompleksowym działaniu umożliwiającą równoczesne stosowanie trzech rodzajów terapii: magnetoterapia PEMF, masaż cykloidalny, termoterapia światłem podczerwonym. Zapewnia synergistyczny efekt terapeutyczny przy jednoczesnej wygodzie i prostocie stosowania. Dzięki działaniu miejscowemu i ogólnoustrojowemu pozwala nie tylko zapobiegać urazom oraz znacząco wspomagać ich leczenie, ale przede wszystkim umożliwia wykorzystanie maksymalnego potencjału sportowego konia. Stosowanie derki w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego i usprawnienia krążenia w organizmie przekłada się na szybszą regenerację po wysiłku oraz wydajniejsze i efektywniejsze treningi.

Derka PROSERIES 3IN1 jest dozwolona do użytku między startami przez FEI i nie jest uważana na doping.

Wystarczy założyć derkę **PROSERIES 3IN1** na swojego konia przed lub po treningu, a będzie on czerpał wszystkie terapeutyczne korzyści terapii, stojąc w swoim boksie, w przyczepie lub między startami.

Cechy charakterystyczne:

- bezinwazyjna, relaksująca i możliwa do zastosowania w niemal każdych warunkach magnetoterapia PEMF, masaż i terapia ciepłem pomagają utrzymać sprawność i formę konia na najwyższym poziomie,
- derka oprócz zastosowania regeneracyjnego sprawdza się także w łagodzeniu objawów kolki (masaż tryb ciągły + termoterapia) oraz wspomaga leczenie zalecone przez lekarza weterynarii,

- funkcja masażu cykloidalnego sprawdza się idealnie do przygotowania konia przed treningiem lub startami, a także do relaksacji po wysiłku,
- termoterapia w derce **PROSERIES 3IN1** w szybszy sposób niż w solarium aplikuje ciepło na ciało konia, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury,
- derka zasilana jest akumulatorami wielokrotnego użytku z opcją zasilania sieciowego,
- posiada odpinaną część szyjną, co umożliwia stosowanie jej u koni płochliwych lub zestresowanych.

Derka **PROSERIES** jest wykorzystywana przez grono wielu jeźdźców, którzy zaufali naszym produktom. Warto wymienić choć kilku z wybitnych sportowców, doceniających derki **PROSERIES**: **Christian Ahlman, Lisa Wilcox, Michael Klimke, Lars Petersen** oraz **Helgstrand Dressage**.

Derka dostępna jest w dwóch rozmiarach dla dużych koni – **standard** (155 cm) oraz **XL** (175 cm), niedługo w ofercie pojawią się także rozmiary dla mniejszych koni i kucy.

Oprócz derki **PROSERIES 3IN1** dostępne są także: derka masująca **VIBEPRO**, ochraniacze magnetyczne **PEMF** na kończyny oraz derki i maty magnetyczne **PEMF** dla psów:



derka masująca
VIBEPRO



ochraniacze magnetyczne **PEMF**



derka PEMF dla psów

Dane techniczne:

Wbudowane programy terapeutyczne:	7
Zakres magnetoterapii [Hz]:	stałe częstotliwości 1 - 250
Częstotliwości terapii [Hz]:	1 - 250 (impuls bipolarny)
Siła pola magnetycznego [μT]:	1000 bezpośrednio na cewce, 400 na wysokości 95 mm nad cewkami
Intensywność:	5 poziomów (poziom 1–5 ok. 20% - 31% - 50% - 71% - 100%) stopnie Militesla
Zakres temperatur termoterapii [°]:	do 45
Ogrzewanie [W]:	ok. 50 przy nieaktywnym polu magnetycznym