



Primera TENS to 2-kanalowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej z wykorzystaniem prądów TENS oraz elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES).

Cechy charakterystyczne:

- rozwinęta gama programów: 8 TENS i 6 NMES,
- przebieg HAN TENS,
- solidna konstrukcja stworzona aby wytrzymać 10 lat eksploatacji,
- pełne opakowanie zawiera: jednostkę primera, futerał, baterie, przewody, elektrody dura stick, pas pozycjonujący elektrody i instrukcję obsługi,
- 2 letnia gwarancja (nie dotyczy akcesoriów).

Dane techniczne:

Ilość kanałów:	2
Ilość programów:	14
Stałe napięcie [CV]:	do 1000 Ohm
Maksymalna amplituda:	40 mA/1000 Ohms, 250 µs
Maksymalna długość impulsu [µs]:	do 250
Kształt impulsu:	bifazowy asymetryczny
Częstotliwość maksymalna [Hz]:	1,000
Źródło zasilania:	baterie PP3 Alkaliczne, 9V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	10,8 x 6,5 x 2,3
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Klasa II, Typ BF



Intellect Mobile 2 Stim to aparat do elektroterapii z możliwością dalszej rozbudowy o wózek bądź moduł do terapii podciśnieniowej Vacuum. Urządzenie pozwala na indywidualne dostosowanie generowanego przebiegu prądu, co zapewnia terapeutom bogaty wybór możliwości leczenia.

W skład zestawu wchodzi: komplet elektrod silikonowych i samoprzylepnych, przewody STIM, opaski do mocowania elektrod.

Cechy charakterystyczne:

- wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
- 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
- wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
- interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
- system procedur terapeutycznych,
- wybór przebiegu z dostępnych procedur terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się w menu.

Dane techniczne:

Wejście [V, A, Hz]:	100-240V AC, 1,0 DO 0,42 A, 50/60 Hz
Klasa ochronności:	II
Tryb pracy:	ciągły
Waga (bez akumulatora) [kg]:	2,9
Waga wózka [kg]:	10,1 (z modułem do terapii podciśnieniowej Vacuum - 11,5)
Maksymalne obciążenie robocze [kg]:	6,5
Zgodność:	urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN / IEC 60601-1 oraz 60601-1-11, CAN / CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std. Nr 60601-1.
Klasyfikacja zgodnie z MDD:	urządzenie klasy IIa 93/42 60601-1
Producent:	DJO France SAS - CE 2797

