

gymna®



Combi 200 to najwyższej jakości 2-kanalowy aparat do elektroterapii (2- i 4-polowy), terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i jonoforezy oraz elektrodiagnostyki. Wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów. Wytrzymały, dotykowy wyświetlacz intuicyjną obsługą, klawisze szybkiego dostępu oraz graficzny sposób przedstawienia danych sprawiają, że Combi 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących funkcjonalny design, prostą obsługę oraz efektywność terapii.

Możliwości zabiegowe:

- elektroterapia (2 niezależne kanały),
- terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
- terapia skojarzona,
- jednoczesne leczenie 2 pacjentów.

Cechy charakterystyczne:

- dotykowy wyświetlacz z graficznymi podpowiedziami umiejscowienia elektrod,
- ponad 20 różnych typów prądów,
- pamięć zabiegowa z wbudowanymi programami standardowymi (143 cele, 207 wskazań, 12 programów),
- możliwość wprowadzenia 50 własnych programów zabiegowych,
- prosta obsługa,
- czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych,
- ultradźwięki - fala ciągła i pulsacyjna,
- elektrodiagnostyka: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji,
- dostępne 2 wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Wyposażenie standardowe:

- przewód zasilający,
- przewód 2-żyłowy (2 szt.),
- pas mocujący 5 x 60 cm (4 szt.),
- elektroda nr 2 (6 x 8 cm) (4 szt.),
- torebki wiskozowe nr 2 (4 szt.),
- złącze do testowania,
- głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 4 cm²,
- żel 500 ml,
- skala VAS.

Dostępne prądy:

- prąd prostokątny średniej częstotliwości,
- prąd impulsowy prostokątny,
- prąd impulsowy trójkątny,
- prąd impulsowy wg. Träberta,
- prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
- konwencjonalny TENS, symetryczny,
- konwencjonalny TENS, asymetryczny,
- konwencjonalny TENS, przemiennie symetryczny,
- konwencjonalny TENS, przemiennie asymetryczny,
- TENS uderzeniowy,
- TENS uderzeniowy, przemienny,
- TENS modulowany,
- prąd niskiej częstotliwości, 2-kierunkowy, symetryczny (czas impulsu 10-650 µs, częstotliwość 1-150 Hz),
- prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości,
- prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz),
- interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem,
- NMES przebieg prostokątny,
- NMES przebieg trójkątny,
- NMES przebieg bifazowy,
- NMES przebieg z przerwą między impulsami,
- NMES 2-biegunowy, modulowany przebieg średniej częstotliwości,
- prąd faradyczny,
- sekwencyjne przebiegi prądów,
- jonoforeza,
- reedukacja mięśni dna miednicy, stymulacja HAN Stim,
- Kotza (rosyjska stymulacja).

Terapia ultradźwiękowa:

- współczynnik wypełnienia: 10, 20, 30, 40, 50, 100%,
- głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz (4,1 cm² - przy 1 MHz, 4,7 cm² - przy 3 MHz),
- głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz (1,9 cm² - przy 1 MHz, 1,4 cm² - przy 3 MHz).

Wyposażenie opcjonalne:

- głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 1 cm²,
- elektroda punktowa, Ø 15 mm z podkładką wiskozową,
- torebki wiskozowe na elektrodę punktową (10 szt.),
- elektroda gumowa 4 x 6 cm (2 szt.),
- elektroda gumowa 6 x 8 cm (2 szt.),
- elektroda 8 x 12 cm (2 szt.),
- torebki wiskozowe 4 x 6 cm (4 szt.),
- torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
- torebki wiskozowe 8 x 12 cm (4 szt.),
- elektroda samoprzylepna okrągła 3 cm (4 szt.),
- żel 500 ml,
- żel 5 l wraz z pompką,
- stolik Mobil 700.

