


ZESTAW WPROWADZAJĄCY DO ZGŁĘBNIKÓW GASTROSTOMIJNYCH (G)



Zestaw zawiera:

- gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn* oraz poliuretanową blokadą szwu
- zakrzywione kleszczyki hemostatyczne
- rozszerzacz seryjny
- bezpieczny skalpel
- bezpieczna igła wprowadzająca
- przewodnik z końcówką w kształcie litery J
- urządzenie do pomiaru stomii umożliwiające dokładny pomiar długości przetoki w celu wprowadzenia niskoprofilowego zgłębnika
- seryjny rozszerzacz teleskopowy ze zintegrowanym rozrywalnym płaszczem strzykawki (Luer Slip)

* zestaw nie zawiera zgłębnika

Zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych MIC* lub MIC-KEY*, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu		
Endoskopowa/ Fluoroskopowa	Laparoskopowa	Opis produktu
98430	10250	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 16Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 12 Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 12Fr)
98431	10230	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 18Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 14Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 14Fr)
98432	10240	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 20Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 16Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 16 Fr)
98433	10237	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 22Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 18Fr oraz zgłębnikami typu G MIC- KEY* 18Fr)
98434	10226	Zestaw do wprowadzania zgłębników typu G, z rozszerzaczem 24Fr (do stosowania z zgłębnikami typu G MIC* 20Fr oraz zgłębnikami typu G MIC-KEY* 20 Fr)