

## PEG MIC\* - WERSJA PUSH I PULL

Zewnętrzny talerzyk mocujący zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza wokół stomii - SECUR-LOK\*

Port do podawania żywienia / leków

Port do podawania żywienia / leków

Zacisk

Wewnętrzny talerzyk mocujący

- wykonany z silikonu medycznego,
- porty do podawania żywienia, leków lub wody zgodne z systemem ENFit®,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK\*,
- centymetrowa podziałka,
- zgłębnik usuwany za pomocą trakcji, wyposażony w wewnętrzny, zapadający się talerzyk mocujący,
- zestaw zawiera zacisk,
- rozmiary: 14Fr, 20Fr, 24Fr.

### Zestaw do PEG MIC\* Basic ze złączami ENFit®

| Kod produktu | Opis produktu      | Rozmiar (śr. zewn.) | Opakowanie |
|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| 8644-14      | Basic PULL PEG KIT | 14 Fr               | 1 szt./op. |
| 8644-20      | Basic PULL PEG KIT | 20 Fr               | 1 szt./op. |
| 8644-24      | Basic PULL PEG KIT | 24 Fr               | 1 szt./op. |

### Zestaw do PEG 8644-xx Basic PULL zawiera:

- 1 - zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji
- 1 - uniwersalny adapter do podawania pożywienia 8135-xx ze złączem ENFit®
- 1 - zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK\*
- 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11
- 1 - igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm
- 1 - prowadnik z pętlą
- 1 - zacisk zgłębnika
- 1 - instrukcja obsługi