

ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNE

ZESTAW DO PIERWOTNEJ GASTROSTOMII ENDOSKOPOWEJ (PEG)

PEG CORFLO* - WERSJA PUSH I PULL

Zestawy do PEG MAX CORFLO* są dostępne zarówno w wersji PULL, jak i PUSH (po przewodniku; OTW).

- adapter do podawania pożywienia, leków i wody zgodna z systemem ENFit® ,
- jedyny w swoim rodzaju wewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki, który zapada się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika,
- zgłębnik wykonany z poliuretanu,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich,
- zacisk,
- dwa rodzaje zewnętrznego talerzyka mocującego



Obraz przedstawia zestaw CORFLO do PEG 50-60xxx

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
50-6012E1	Zestaw CORFLO* PEG 12 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-6016E1	Zestaw CORFLO* PEG 16 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-6020E1	Zestaw CORFLO* PEG 20 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-4016E1	Zestaw CORFLO* PEG Over the Wire 16 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.
50-4020E1	Zestaw CORFLO* PEG Over the Wire 20 Fr, usuwalna prowadnica	2 szt./opak.

* możliwość zamówienia na sztuki