

Zestaw do PEG MIC* (PULL) ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
9640-14	PULL	14 Fr	1 szt./op.
9640-20	PULL	20 Fr	1 szt./op.
9640-24	PULL	24 Fr	1 szt./op.

Zestaw do PEG MIC* (PUSH - OTW) ze złączami ENFit®,


Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Opakowanie
8630-14	PUSH (Over-The-Wire)	14 Fr	1 szt./op.
8630-20	PUSH (Over-The-Wire)	20 Fr	1 szt./op.
8630-24	PUSH (Over-The-Wire)	24 Fr	1 szt./op.

Zestaw do PEG Deluxe 9640-xx PULL zawiera:

- 1 - zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji
- 1 - pętla do przeciągania 5 Fr (1.8mm x 260cm)
- 1 - uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx
- 1 - zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK®
- 1 - igła z filtrem 22 ga x 1.5", 3.81 cm
- 1 - igła z filtrem 19 ga x 3.81 cm
- 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm
- 1 - serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi
- 1 - strzykawka 12 ml
- 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11
- 1 - igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm
- 1 - prowadnik z pętlą
- 1 - zacisk zgłębnika
- 4 - gaziki 10.16 cm x 10.16 cm
- 2 - gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm
- 1 - nić chirurgiczna
- 1 - instrukcja obsługi

Zestaw do PEG Deluxe 8630-xx PUSH zawiera:

- 1 - zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji
- 1 - pętla do przeciągania 5 Fr (1.8 mm x 260 cm)
- 1 - uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit® 8135-xx
- 1 - zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK®
- 1 - igła z filtrem 22 ga x 1.5", 3.81 cm
- 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm
- 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm
- 1 - serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi
- 1 - strzykawka 12 ml
- 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11
- 1 - igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm
- 1 - prowadnik (0.038" x 260 cm)
- 1 - zacisk zgłębnika
- 4 - gaziki 10.16 cm x 10.16 cm
- 2 - gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm
- 1 - nić chirurgiczna
- 1 - instrukcja obsługi



Obraz przedstawia zestaw do PEG Deluxe PULL 9640-xx