


ZGŁĘBNIKI BALONOWE, GASTROSTOMIJNE (G)

MIC*G

- zgodny z systemem ENFit®,
- wykonany z silikonu medycznego,
- biały port balonika, oznaczony jako "Bal.", służący do napełniania i opróżniania balonika mocującego po umieszczeniu go w żołądku pacjenta,
- zalecana średnica i objętość balonika nadrukowane na porcie Bal.,
- centymetrowa podziałka,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- dostępny w wersji jedno i dwu portowej.



Dwuportowy zgłębnik gastrostomijny MIC* ze złączem ENFit®

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8100-12LV	12 Fr	2-3 ml	5 ml	1 szt./op.
8100-14LV	14 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.
8100-16LV	16 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.
8100-18	18 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-20	20 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-22	22 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-24	24 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-26	26 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-28	28 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8100-30	30 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.

Jednoportowy zgłębnik gastrostomijny MIC* ze złączem ENFit®

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8110-12LV	12 Fr	2-3 ml	5 ml	1 szt./op.
8110-14LV	14 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.
8110-16LV	16 Fr	3-5 ml	7 ml	1 szt./op.
8110-18	18 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8110-20	20 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8110-22	22 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8110-24	24 Fr	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.