

MIC-KEY*G (NISKOPROFILOWY) - ZESTAW

- wykonany z silikonu medycznego,
- niskoprofilowa konstrukcja ,
- stożkowa końcówka dystalna,
- wewnętrzny, silikonowy balonik mocujący,
- dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku,
- zawór antyrefluksowy,
- mechanizm złącza zestawu przedłużającego ENFit® SECUR-LOK* ,
- znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich,
- rozmiary od 12-20 Fr i długości od 0,8-5 cm.



Zestaw zawiera:

- 1 - zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY*
 - 1 - zestaw przedłużający do żywienia ciągłego MIC-KEY* ze złączem ENFit®, o długości 30 cm, ze złączem kątowym SECUR-LOK* i portami do podawania żywienia i leków,
 - 1 - bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączami ENFit®, o długości 30 cm, z prostym złączem SECUR-LOK* z portami do podawania żywienia i leków
- 1 - strzykawka 6 ml (Luer Slip przeznaczona do napełniania/ opróżniania balonika retencyjnego),
 - 1 - strzykawka 35 ml do podawania preparatów żywieniowych ze złączem ENFit®
 - 4 - gaziki

Zgłębnik gastrostomijny MIC-KEY* ze złączami ENFit®

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8140-12-0.8	12 Fr	0.8 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-1.0	12 Fr	1.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-1.2	12 Fr	1.2 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-1.5	12 Fr	1.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-1.7	12 Fr	1.7 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-2.0	12 Fr	2.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-2.3	12 Fr	2.3 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-2.5	12 Fr	2.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-2.7	12 Fr	2.7 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-3.0	12 Fr	3.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-3.5	12 Fr	3.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-12-4.0	12 Fr	4.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-14-0.8	14 Fr	0.8 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-1.0	14 Fr	1.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-1.2	14 Fr	1.2 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-1.5	14 Fr	1.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-1.7	14 Fr	1.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-2.0	14 Fr	2.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-2.3	14 Fr	2.3 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-2.5	14 Fr	2.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-2.7	14 Fr	2.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-3.0	14 Fr	3.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-3.5	14 Fr	3.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-4.0	14 Fr	4.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-4.5	14 Fr	4.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-14-5.0	14 Fr	5.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8140-16-0.8	16 Fr	0.8 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-1.0	16 Fr	1.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-1.2	16 Fr	1.2 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-1.5	16 Fr	1.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-1.7	16 Fr	1.7 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-2.0	16 Fr	2.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-2.3	16 Fr	2.3 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-2.5	16 Fr	2.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-2.7	16 Fr	2.7 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-3.0	16 Fr	3.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-3.5	16 Fr	3.5 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-4.0	16 Fr	4.0 cm	3 ml	5 ml	1 szt./op.
8140-16-4.5	16 Fr	4.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-16-5.0	16 Fr	5.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-0.8	18 Fr	0.8 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-1.0	18 Fr	1.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-1.2	18 Fr	1.2 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-1.5	18 Fr	1.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-1.7	18 Fr	1.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-2.0	18 Fr	2.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-2.3	18 Fr	2.3 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-2.5	18 Fr	2.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-2.7	18 Fr	2.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-3.0	18 Fr	3.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-3.5	18 Fr	3.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-4.0	18 Fr	4.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-4.5	18 Fr	4.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-18-5.0	18 Fr	5.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-0.8	20 Fr	0.8 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-1.0	20 Fr	1.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-1.2	20 Fr	1.2 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-1.5	20 Fr	1.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-1.7	20 Fr	1.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-2.0	20 Fr	2.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-2.3	20 Fr	2.3 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-2.5	20 Fr	2.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-2.7	20 Fr	2.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-3.0	20 Fr	3.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-3.5	20 Fr	3.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-4.0	20 Fr	4.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-4.5	20 Fr	4.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-20-5.0	20 Fr	5.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-1.5	24 Fr	1.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-1.7	24 Fr	1.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-2.0	24 Fr	2.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-2.3	24 Fr	2.3 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-2.5	24 Fr	2.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-2.7	24 Fr	2.7 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-3.0	24 Fr	3.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-3.5	24 Fr	3.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-4.0	24 Fr	4.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-4.5	24 Fr	4.5 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8140-24-5.0	24 Fr	5.0 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.