

ZGŁĘBNIKI GASTROSTOMIJNO-JELITOWE

ZGŁĘBNIK DO PRZEZSKÓRNEJ ENDOSKOPOWEJ JEJUNOSTOMII (PEG-PEJ)

CORFLO PEG-PEJ

Zgłębnik jelitowy, poliuretanowy, znacznik RTG, ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
50-7366	Zgłębnik jelitowy do stosowania z CORFLO* PEG 16 Fr: 6 Fr x 91 cm, 1 gr obciążony, technika pull	5 szt./opak.
51-7368	Zgłębnik jelitowy do stosowania z CORFLO* PEG 20 Fr: 8 Fr x 91 cm, 3 gr obciążony, technika pull	5 szt./opak.
50-7361	Zgłębnik jelitowy do stosowania z CORFLO* PEG 20 Fr: 10 Fr x 91 cm, 3 gr obciążony, technika pull	5 szt./opak.
50-1438	Zgłębnik jelitowy do stosowania z CORFLO* PEG 20 Fr: 8 Fr x 109 cm, nieobciążony, technika z przewodnikiem (over-the-wire technique)	5 szt./opak.
50-1431	Zgłębnik jelitowy do stosowania z CORFLO* PEG 20 Fr: 10 Fr x 109 cm, nieobciążony, technika z przewodnikiem (over-the-wire technique)	5 szt./opak.

* możliwość zamówienia na sztuki



ZGŁĘBNIK BALONOWY, GASTROSTOMIJNO-JELITOWY

MIC*GJ (TUBE)

WPROWADZANY METODĄ ENDOSKOPOWĄ / RADIOLOGICZNĄ

- wykonany z silikonu medycznego,
- wbudowany silikonowy balonik zabezpieczający (7-10ml), zgłębniki o długości części jelitowej wynoszącej 25.4 cm posiadają balonik 3-5 ml,
- zewnętrzny pierścień mocujący SECUR-LOK*,
- część jelitowa zgłębnika zakończona obciążnikiem z wolframu,
- dwa porty ze złączem ENFit® przeznaczone do podawania żywienia oraz dekompresji lub odbarczania żołądka,
- znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim,
- wysterylizowany promieniami gamma.



Zgłębniki żołądkowo-jelitowe AVANOS* MIC

Rozmiar (śr. zewn.)	25.4 cm	57.9 cm
16 Fr	8210-16LV	8210-16
18 Fr	8210-18LV	8210-18
20 Fr		8210-20
22 Fr		8210-22
24 Fr		8210-24
26 Fr		8210-26
28 Fr		8210-28
30 Fr		8210-30