

- wykonany z silikonu medycznego,
- porty dostępu z oddzielnymi oznaczeniami:
 - a) Gastric - ze złączem ENFit® (do dekompresji/ odbarczania żołądka),
 - b) Jejunal - ze złączem ENFit®,
 - c) Bal. - służy do napełniania / opróżniania balonika mocującego,
- oznaczenie średnicy zgłębnika GJ nadrukowane na porcie balonika,
- oznaczenia w centymetrach,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- wewnętrzny, silikonowy balonik retencyjny,
- zgłębnik obciążony wolframem w części jelitowej w celu unieruchomienia zgłębnika za zwieraczem odzwiernika,
- dystalne otwory wylotowe nad końcówką zgłębnika oraz na samej końcówce wspomagające przepływ i eliminujące ryzyko zapchania,
- stożkowa końcówka oraz szew pętlowy ułatwiający wprowadzanie zgłębnika przez odzwiernik.



Zestaw endo/radio zawiera:

- 1 - zgłębnik żołądkowo-jelitowy
- 1 - silikonowy przewodnik
- 1 - strzykawka ENFit® 35 ml

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączami ENFit®, wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8650-16-15	16 Fr	15 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16-22	16 Fr	22 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16-30	16 Fr	30 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16	16 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8650-18-22	18 Fr	22 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-18-30	18 Fr	30 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-18	18 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8650-22	22 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.

Długość części jelitowej należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końca cewnika.

WPROWADZANY METODĄ OPERACYJNĄ



Zestaw zawiera:

- 1 - zgłębnik żołądkowo-jelitowy
- 1 - trokar brzuszny z płaszczem
- 1 - kaniula transpyloryczna
- 1 - strzykawka ENFit® 35 ml

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC* ze złączami ENFit® - wprowadzany metodą operacyjną

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość części jelitowej	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8660-16	16 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8660-18	18 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8660-22	22 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.

* Długość części jelitowej należy mierzyć od dystalnego końca balonika mocującego do końca rurki.