


ZGŁĘBNIKI NOSOWO-ŻOŁĄDKOWE (NG) / NOSOWO-JELITOWE (NI)

- zgodne z systemem ENFit®,
- zgłębnik wykonany z poliuretanu,
- oznaczenia długości i średnicy nadrukowane na zgłębniku,
- podwójny port umożliwiający jednoczesne karmienie, przepłukiwanie oraz / lub podawanie leków bez konieczności odłączania poszczególnych linii,
- niezapychające się zakończenie zgłębnika (ANTI-CLOG system),



- reagujący z wodą, hydrofilowy lubrykant C-19™ na końcówce oraz we wnętrzu zgłębnika,
- znacznik RTG na całej długości oraz końcówce zgłębnika,
- obciążony wolframem (1 g, 3 g lub 7 g) lub nieobciążony,
- dostępny w wersji z plecionym mandrynem ze stali nierdzewnej lub bez mandrynu,
- dostępne rozmiary od 5 Fr do 12 Fr, brak ograniczenia czasu użytkowania.

Zgłębnik należy monitorować, poddawać regularnej ocenie i wymieniać, gdy jest to konieczne. Konieczność wymiany zgłębnika stwierdza się na podstawie jego działania oraz stanu pacjenta.



CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, obciążony (3 g), z mandrynem

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-8226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-7366	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-7368	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-2438	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-7558	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-7361	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 91 cm	10 szt./opak.



* możliwość zamówienia na sztuki

CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, nieobciążony, z mandrynem

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-9225	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 5 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9156	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 38 cm	10 szt./opak.
42-9226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9366	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 6 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9228	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 56 cm	10 szt./opak.
42-9368	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9438	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-9558	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 8 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-9361	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-1362	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 12 Fr x 91 cm	10 szt./opak.
42-9431	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-9551	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 10 Fr x 140 cm	10 szt./opak.
42-9432	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy z mandrynem, 12 Fr x 109 cm	10 szt./opak.



CORFLO* poliuretanowy, w całości kontrastujący w RTG, znacznik co 1 cm, nieobciążony, bez mandrynu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
42-1432	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/ nosowo-jelitowy, 12 Fr x 109 cm	10 szt./opak.
42-1226	CORFLO* Zgłębnik nosowo-żołądkowy/ nosowo-jelitowy, zaokrąglona końcówka (Bullet Bolus Tip), 6 Fr x 56 cm	10 szt./opak.



CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy do umieszczenia endoskopowego

Do endoskopowego lub radiologicznego umieszczania z drutem prowadzącym (Over The Wire); zachowuje te same cechy, co standardowe zgłębniki CORFLO*.

Zgłębnik CORFLO* 152 cm, w całości kontrastujący w RTG, poliuretanowy, znacznik co 1 cm, elastyczny przewodnik pokryty teflonem (średnica 0,035 mm), rurka do podaży donosowej/doustnej 10 Fr, 56 cm.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
51-4602	CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy, 12 Fr, 152 cm, 7 gr obciążony	1
51-9601	CORFLO* Zgłębnik nosowo-jelitowy, 10 Fr, 152 cm, nieobciążony	1



* możliwość zamówienia na sztuki