

AKCESORIA I DODATKI

ZESTAW WPROWADZAJĄCY



Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98701	SAF-T-PEXY* T-Fasteners, igły z kotwicami wraz z zakrzywionymi kleszczykami hemostatycznymi	1op. zawiera 3 igły oraz 1 kleszczyki



System rozszerzania dostępu, wysterylizowany tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98702	16Fr, Rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 12Fr	1 szt./op.
98703	18Fr, Rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 14Fr	1 szt./op.
98704	20Fr, Rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 16Fr	1 szt./op.
98705	22Fr, Rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 18Fr	1 szt./op.
98706	24Fr, Rozszerzacz seryjny do użycia ze zgłębnikiem 20Fr	1 szt./op.

AKCESORIA DO PEG

Porty wymienne do PEG MIC* ze złączami ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
8135-14	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 14 Fr PEG	1 szt./opak.
8135-20	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 20 Fr PEG	1 szt./opak.
8135-24	Zestaw naprawczy ENFit® do MIC* 24 Fr PEG	1 szt./opak.



CORFLO* PEG Zestaw naprawczy (port wymienny)

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
50-6112	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 12 Fr	5 szt./opak.
50-6116	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 16 Fr	5 szt./opak.
50-6120	CORFLO* PEG Zestaw naprawczy 20 Fr	5 szt./opak.



Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
SL-0012	CORFLO* PEG Silikonowa nakładka dystansująca 12 Fr	10 szt./opak.
SL-0016	CORFLO* PEG Silikonowa nakładka dystansująca 16 Fr	10 szt./opak.
SL-0020	CORFLO* PEG Silikonowa nakładka dystansująca 20 Fr	10 szt./opak.
RA-0012	CORFLO* PEG Kątowy zewnętrzny talerzyk mocujący 12 Fr	10 szt./opak.
RA-0016	CORFLO* PEG Kątowy zewnętrzny talerzyk mocujący 16 Fr	10 szt./opak.
RA-0020	CORFLO* PEG Kątowy zewnętrzny talerzyk mocujący 20 Fr	10 szt./opak.
CL-1216	CORFLO* PEG Zacisk dla 12 Fr i 16 Fr	20 szt./opak.
CL-0020	CORFLO* PEG Zacisk dla 20 Fr	20 szt./opak.
40-1007	CORFLO* Przedłużenie zgłębnika	30 szt./opak.



Kod produktu*	Opis produktu
QOSINA 40015	Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamiennik każdego korka w standardzie ENFit®, kompatybilny ze zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz gastrostomijnymi
QOSINA 13020	Klips boczny, biały, dedykowany do zgłębników typu G-Tube i pozostałych zgłębników gastrostomijnych, przeznaczony do rozmiarów 14Fr - 22Fr
QOSINA 14112	Klips mały, czarny, uniwersalny, przeznaczony do zgłębników w rozmiarach 6Fr - 16Fr
QOSINA 14084	Klips duży, niebieski, uniwersalny, posiada stopniową regulację zamknięcia, przeznaczony do zgłębników o średnicy max 34Fr



* możliwość zamówienia na sztuki

AKCESORIA DO ZGŁĘBNIKÓW NISKOPROFILOWYCH

- mechanizm złącza SECUR-LOK*,
- port umożliwiający podawanie preparatu żywieniowego, leków oraz wody,
- zacisk zgłębnika,
- pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu,
- złącza ENFit®.



0141-24 Y Port



0142-02



0143-12 Bolus



0144-12 Bolus

Zestaw przedłużający MIC-KEY* do niskoprofilowych zgłębników, ze złączami ENFit®, niesterylne

Kod produktu	Opis produktu	Długość	Opakowanie*
0142-02	Zestawy przedłużające do zgłębników MIC-KEY* do podawania leków – ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i 2 portami typu "Y" ENFit®	5 cm	5 szt./op.
0141-12	Zestaw przedłużający MIC-KEY* do żywienia ciągłego ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0141-24	Zestaw przedłużający MIC-KEY* do żywienia ciągłego ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.
0143-12	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0143-24	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.
0144-12	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	30 cm	5 szt./op.
0144-24	Zestawy przedłużające MIC-KEY* do podawania bolusa żywieniowego ze złączem ENFit®, złączem prostym SECUR-LOK* i złączem do podawania bolusa ENFit® oraz zaciskiem	60 cm	5 szt./op.

URZĄDZENIE DO POMIARU STOMII

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY* pomaga w określeniu długości stomii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta dzięki prawidłowo dopasowanemu zgłębnikowi do żywienia dojelitowego. Podwójne światło umożliwia zastosowanie techniki Seldingera. Zestaw zawiera strzykawkę Luer Slip 12 ml służącą do napełniania/ opróżniania balonika retencyjnego.




Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY*, wysterylizowane tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
98460	MIC-KEY* Urządzenie do pomiaru stomii	10 szt./op.

*możliwość sprzedaży na sztuki

CLOG ZAPPER-ZESTAW CZYSZCZĄCY DO ZGLĘBNIKÓW

- CLOG ZAPPER* to produkt spożywczy,
- wszystkie składniki tworzą mieszanę, która ma za zadanie rozbić, rozpuścić, a następnie usunąć zatory,
- enzymatyczna formuła jest znacznie skuteczniejsza niż samo przepłukiwanie wodą.



Zestaw do czyszczenia zgłębników do żywienia dojelitowego CLOG ZAPPER*

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
090120090	Clog Zapper*	10 szt./opak.


Zestaw zawiera:

- 1 - strzykawka doustna 10 ml ze sproszkowaną formułą
- 1 - strzykawka doustna 10 ml (nie używać z zgłębnikiem ze złączem ENFit®)
- 1 - aplikator 31 cm
- 2 - gaziki 10 cm

***do przepłukania zgłębnika wodą konieczne jest zastosowanie strzykawki ze złączem ENFit® ***

CORGRIP -SYSTEM MOCOWANIA ZGLĘBNIKÓW

- unikalny system wprowadzania nie wymaga przeciągania cewnika za kością łemieszową,
- specjalny klips unieruchamiający Slot Slide Lock (SSL),
- centymetrowa podziałka,
- do rozmiarów od 8 Fr do 18 Fr,
- biokompatybilna, trwała poliestrowa taśma mocująca,
- może być używany przez 4 tygodnie, w zestawie dodatkowy klips i urządzenie otwierające.



CORGRIP* System mocowania zgłębników NG/NI

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
25-008	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 8 Fr	10 szt./opak.
25-010	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 10 Fr	10 szt./opak.
25-012	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 12 Fr	10 szt./opak.
25-014	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 14 Fr	10 szt./opak.
25-016	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 16 Fr	10 szt./opak.
25-018	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 18 Fr	10 szt./opak.



*możliwość sprzedaży na sztuki

SYSTEM FARRELL

FARRELL* Valve System

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
44-4100	FARRELL* Valve System: System do ciągłej dekompresji żołądka - Zawór FARRELL* zapewnia kanał do ciągłej dekompresji żołądka, złącze ENFit®.	30 szt./opak.



PASKI WSKAŹNIKOWE pH - aspHirate

- ocena prawidłowego umieszczenia zgłębnika,
- łatwe do odczytania,
- pojedyncza skala nadrukowana wzdłuż paska dla łatwości użytkowania,
- dokładność poparta niezależnymi badaniami,
- instrukcje obrazkowe wraz ze skalą,
- wieczko ze środkiem osuszającym,
- dwukolorowe znakowanie.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
150.1	aspHirate pH Pasek wskaźnikowy: unikalna dwukolorowa skala, obrazkowa instrukcja obsługi ułatwiająca użytkowanie, skala co 0,5	100 szt./opak.



STRZYKAWKI



- ergonomiczny kształt,
- widoczna i wyraźna skala,
- gładkie prowadzenie tłoka,
- gwint umieszczony centrycznie,
- sterylizowane tlenkiem etylenu,
- ważne 60mc od daty produkcji,
- pakowane pojedynczo w blister,
- dostępne w objętościach: 60ml, 20ml, 10ml, 5ml, 3ml, 1ml.

Strzykawki do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit®

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
SYR-01S	Strzykawka ENFit® 1 ml	1 szt./op.
SYR-03S	Strzykawka ENFit® 3 ml	1 szt./op.
SYR-05S	Strzykawka ENFit® 5 ml	1 szt./op.
SYR-10S	Strzykawka ENFit® 10 ml	1 szt./op.
SYR-20S	Strzykawka ENFit® 20 ml	1 szt./op.
SYR-60S	Strzykawka ENFit® 60 ml	1 szt./op.

Kod produktu*	Opis produktu
QOSINA 40026	Transparentna nakrętka z męskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamknięcie strzykawki lub lini podaży dojelitowej



*możliwość sprzedaży na sztuki