



Zaawansowany stół do rehabilitacji służący głównie do terapii manualnych, takich jak chiropraktyka lub osteopatia. Stół jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które bez wątplenia zyska aprobatę każdego terapeuty. Dzięki ergonomicznej konstrukcji blatu, z szerokim zakresem bocznej rotacji sekcji nożnej, fizjoterapeuta może ustawić wstępną korektę kręgosłupa pacjenta, pracować na tkankach miękkich bądź też wykonywać dowolne zabiegi manualne.

Cechy charakterystyczne:

- zaawansowany stół do terapii manualnych,
- 2 możliwości regulacji zagłówka: od -35° do +25° za pomocą sprężyny gazowej i dodatkowa regulacja od 0° do +18° (w przeciwnym kierunku) za pomocą drugiej sprężyny gazowej,
- rotacyjnie regulowane podłokietniki w zakresie 24 cm w pionie oraz 2 do 6 cm w poziomie,
- regulowana sekcja nożna w zakresie od -25° do 0°,
- regulowana sekcja nożna (boczna rotacja w zakresie od -9° do 9°),
- regulacja wysokości stołu za pomocą pedału nożnego,
- przesunięcie podparcia stóp: 0-19 cm,
- technika DROP,
- mechanizm dynamicznej kompensacji siły - w celu "zmniejszenia" ciężaru ciała pacjenta i redukcji znacznego wysiłku fizycznego terapeuty - polegający na dynamicznej zmianie siły ugięcia sekcji nożnej za pomocą mechanizmu odciążającego i sterującego,
- 3-warstwowa tapicerka (40 mm) cechująca się ognioodporną, biokompatybilną i odporną na zadrapania strukturą; dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej,
- funkcja blokady ustawień: obrót / przesunięcie,
- 2 stałe koła + 2 koła z centralnym unoszeniem (system F2).

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	185-210 x 51 x 55-96
Masa [kg]:	135
Cykl praca/pauza [min]:	2/18
Obciążenie [kg]:	180
Zasilanie [V/Hz]:	100-240/50-60

