

Triton 6E

Najnowocześniejszy stół do trakcji z 6 siłownikami



Długość: **277 cm**



Wysokość: **48-95 cm**



Szerokość: **70 cm**



Masa: **200 kg**



Obciążenie: **275 kg**

Wyposażony w szereg wyrafinowanych funkcji, **Triton 6E** wykorzystuje nowoczesne technologie, aby w każdej chwili zapewnić terapeutę łatwą i pełną kontrolę. W pełni elektryczny i z całą gamą regulacji, ten stół klasy premium w połączeniu z jednym z ciągników marki Chattanooga zapewnia najlepsze możliwe wsparcie terapeutom chcącym przenieść terapię trakcją na wyższy poziom innowacji.

Cechy charakterystyczne:

- jeden z najbardziej zaawansowanych elektrycznych stołów do trakcji, wspomagany przez 6 nowoczesnych siłowników do regulacji sekcji głowy, klatki piersiowej, miednicy i kończyn dolnych,
- optymalne umieszczenie pilota zdalnego sterowania zapewnia łatwy dostęp do stołu,
- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający maksymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak, podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 20°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówek z regulacją pochylenia w zakresie od -30° do +40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- system oświetlenia LED w ramie stołu, tryb cykliczny lub stały,
- składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu,
- podgrzewanie sekcji stołu zapewnia większy komfort pacjenta,
- łatwy transport i unieruchomienie w miejscu docelowym,
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	217 x 70 x 48-95
Zasilanie [V, Hz]:	100-240, 50/60
Obciążenie [kg]:	275
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Klasa I, typ B
Masa [kg]:	200

Ustawienia i wymiary:

