

Triton 6M

Zaawansowany stół do trakcji



Długość: **217 cm**



Wysokość: **48-95 cm**



Szerokość: **70 cm**



Masa: **165 kg**



Obciążenie: **200 kg**

6-sekcyjny stół do trakcji **Triton 6M** wykorzystuje sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne, aby zapewnić łatwą kontrolę ustawień stołu. Regulacja ustawienia każdej sekcji zapewnia wiele możliwych opcji pozycjonowania pacjenta.

Stół do trakcji **Triton 6M** wraz z urządzeniem do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga to optymalny wybór sprzętu niezbędnego w praktyce każdego terapeuty.

Cechy charakterystyczne:

- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający optymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 18°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówek z regulacją pochylenia w zakresie od -25° do +40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu,
- sekcja kończyn dolnych z regulacją od 0° do 45°,
- sprężyny gazowe ułatwiają regulację sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu,
- sterownik nożny / ręczny umożliwia łatwą regulację wysokości stołu i stosowanie, blokowanego mechanizmu bezpieczeństwa,
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	217 x 70 x 48-95
Zasilanie [V, Hz]:	100-240, 50/60
Obciążenie [kg]:	275
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Klasa I, typ B
Masa [kg]:	165

Ustawienia i wymiary:

