

Levitop Standard/Comfort

Podnośnik pacjenta



Levitop Standard



Levitop Comfort



Zobacz film: www.bit.ly/2Qoo5Eo



Zobacz film: www.bit.ly/3gaiht8

Dane techniczne:

	Levitop Standard	Levitop Comfort
Długość [cm]:	130	130
Szerokość [cm]:	67	67
Wysokość [cm]:	135	135
Min. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	52/67	52/67
Maks. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	103/118	103/118
Zakres wysokości podnoszenia CSM [cm]:	68-196	68-196
Wysokość nóg podstawy [cm]:	11,5	11,5
Średnica kół (z hamulcem/bez hamulca) [cm]:	12,5/10	12,5/10
Masa podnośnika [kg]:	61	66
Maks. obciążenie podnośnika [kg]:	230	230
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9	2,9
Ładowarka		
Napięcie wejścia [V]:	100-240	100-240
Częstotliwość [Hz]:	50/60	50/60
Funkcje pilota	• do góry/na dół • elektryczny rozstaw nóg • stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia	• do góry/na dół • zawieszanie do góry/na dół • elektryczny rozstaw nóg • stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia
Wypożyczenie standardowe:	• podnośnik z zawieszaniem 4P, bez podwieszki • przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej • instrukcja obsługi	• podnośnik z zawieszaniem 4ESB, bez podwieszki • przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej • instrukcja obsługi • pochylenie zawieszki
Wypożyczenie dodatkowe:	podwieszka z pętlami do wyboru	podwieszka z klipsami do wyboru
Maks. poziom głośności [dB]:	52	52
Prędkość podnoszenia (bez obciążenia) [s]:	36	36
Prędkość opuszczania (bez obciążenia) [s]:	34	34
Promień skrętu (min./maks.) [cm]:	72/79	72/79


Podnośnik pacjenta o wzmocnionej konstrukcji, przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością, których ciężar nie przekracza 230 kg. Urządzenie świetnie nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i do stosowania w szpitalach, sanatoriach oraz zakładach opieki.

Urządzenie dostępne w dwóch wersjach (obie z elektryczną regulacją rozstawu nóg podstawy):

- **Levitop Standard** – podnośnik ze stałym lub manualnym zawieszem,
- **Levitop Comfort** – podnośnik z elektrycznym zawieszem.



Pilot zdalnego sterowania - ergonomiczny i intuicyjny w użyciu



Uchwyty - duże i wygodne do uchwycenia na ergonomicznej wysokości roboczej, ułatwiające manewrowanie



Zawieszanie 4ESB

Zawieszanie 4PSB

4-punktowe mocowanie podwieszki typu klips

4-punktowe mocowanie podwieszki na pętlę



Blockada obrotu zawieszki



Solidne koła marki Tente



Skrzynka kontrolna i akumulator

