


Stół do masażu przeznaczony do prowadzenia zabiegów manualnego masażu leczniczego, mającego na celu łagodzenie urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, stół znajduje również wielu klientów w branży medical spa & wellness.

Stół **Nexus** posiada metalową podstawę w kształcie X o doskonałych walorach użytkowych. Został stworzony z myślą o masażystach i terapeutach manualnych, poszukujących stabilnego i wygodnego urządzenia do pracy. Każdy stół **Nexus** posiada zastrzeżoną wzorem użytkowym ramkę sterującą regulacją dół/góra, umiejscowioną bezpośrednio pod leżyskiem, co gwarantuje wygodną regulację wysokości.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii **Nexus** posiada niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju detale wykończeniowe. Każda z części składowych stołu wykonana jest z maksymalną precyzją i estetyką. Nowa technologia produkcji oraz najbardziej rygorystyczne normy sprawiły, że produkt jest stabilny, wytrzymały i bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej.

Wymiary oraz parametry użytkowe stołu **Nexus** zostały opracowane z udziałem inżynierów oraz specjalistów z dziedziny rehabilitacji, kosmetyki i masażu. Dzięki wypracowanym standardom uzyskaliśmy w pełni ergonomiczny kształt, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno specjalistom, jak i pacjentowi.

Cechy charakterystyczne:

- stół o solidnej, nożycowej konstrukcji,
- wytrzymały - maksymalne obciążenie stołu to aż 185 kg,
- wyposażony w autoryzację dostępu, zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą ustawień stołu,
- estetyczny i nowoczesny design, który doskonale wpisuje się w stylistykę gabinetów do rehabilitacji oraz gabinetów spa & wellness,
- wielowarstwowa tapicerka wykonana z wytrzymałych, odpornych na ciecze materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie stołu,
- dostępna szeroka gama kolorystyczna tapicerki,
- dostępny w wersji 2- lub 4-sekcyjnej,
- opcja podgrzewanego leżyska z 2-stopniową regulacją temperatury.

Zastosowanie:

- gabinety rehabilitacji,
- gabinety kosmetyczne,
- gabinety SPA & Wellness.

Dane techniczne:

Liczba sekcji:	2 lub 4 (dzielony zagłówek)
Kąt regulacji sekcji przedniej [°]:	-40/+70
Regulacja wysokości [cm]:	48-103
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	205 x 70
Masa [kg]:	85
Maksymalne obciążenie [kg]:	185
Zasilanie [V/Hz]:	100-240/50-60

