



**emFieldPro** to aparat do wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej i stymulacji elektromagnetycznej. Zabiegi z wykorzystaniem wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej redukcji bólu, minimalizują napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi i aktywują procesy regeneracyjne organizmu. Terapia cechuje się małą ilością przeciwwskazań do terapii.

### Wskazania kliniczne:

- ból odcinka szyjnego,
- zamrożony bark,
- zespół cieśni nadgarstka,
- bóle odcinka lędźwiowego,
- rwa kulszowa,
- bóle miednicy,
- tendinopatia więzadła rzepki,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- leczenie złamań,
- regeneracja nerwów.

### Dane techniczne:

Moc magnetyczna [tesle]:	3 (duży aplikator); 2,5 (średni aplikator)
Kanały:	2
Częstotliwość [Hz]:	1 - 100
Protokoły zabiegowe:	20 programów, 20 ulubionych, 20 programów w trybie eksperta
Czas zabiegu [min]:	1 - 60
Wyświetlacz:	8" dotykowy LCD i centralny przycisk sterujący
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:	542 x 501 x 993
Waga [kg]:	ok. 60



**ComfiChair** to estetycznie wykonany, solidny i wygodny fotel, posiadający specjalnie wyprofilowaną kieszeń na aplikator urządzenia do stymulacji magnetycznej.

### Cechy charakterystyczne:

- stabilna podstawa,
- aluminiowa podstawa na 5-skrzydłowych nóżkach z poliuretanu,
- sprężyna gazowa o skoku 160 mm,
- tapicerka premium w kolorze ecru,
- wysoka jakość,
- łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.

### Dane techniczne:

Wymiary (wys. x szer.) [cm]:	62x60
Regulacja wysokości siedziska [cm]:	54-70
Obciążenie [kg]:	160
Masa [kg]:	20

