



Invacmed to nowoczesne 2-kanalowe urządzenie do masażu podciśnieniowego stanowiący znakomite uzupełnienie aparatów do elektroterapii. Dzięki podciśnieniowemu mocowaniu ssawek ze zintegrowanymi elektrodami wykonywanie zabiegów elektroterapii jest łatwiejsze i szybsze, a koszt zabiegu spada. Praca pulsacyjna wywołuje efekt masażu, który skojarzony z elektroterapią podnosi efektywność oraz intensywność terapii.

Cechy charakterystyczne:

- 2-kanalowe, uniwersalne urządzenie do terapii podciśnieniowej współpracujące z większością aparatów dostępnych na rynku (m.in.: Gymna, Chattanooga, EIE Otwock, Astar),
- wyświetlacz ustawiony pod kątem ułatwiający pracę z aparatem,
- intuicyjna obsługa,
- możliwość aplikacji prądu poprzez ssawki ze zintegrowanymi elektrodami,
- szybkie i praktyczne mocowanie samouszczelniających się ssawek z elektrodami w trudno dostępnych miejscach,
- znacząco obniża koszty zabiegu poprzez eliminację zużycia elektrod,
- niezależne przyłącza na elektrody,
- możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów w celu pobudzenia ukrwienia i metabolizmu,
- płynna regulacja podciśnienia pozwalająca na dostosowanie trybu pracy do potrzeb terapii,
- wyświetlacz obrazujący rzeczywisty poziom intensywności zabiegu,
- elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania,
- sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą,
- energooszczędny tryb pracy.

Dane techniczne:

Częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej [imp./min]:	15-90
Maksymalne podciśnienie [mbar]:	400
Liczba elektrod:	4
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Maksymalny pobór prądu [A]:	0,1
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	13,5 x 33,5 x 28,5
Masa (bez akcesoriów i opakowania) [kg]:	ok. 3,4

Akcesoria standardowe:

- 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi,
- komplet przewodów do elektrod,
- przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii wg. zamówienia klienta.

Akcesoria dodatkowe:

- elektrody (30 i 90 mm),
- dodatkowe wkładki wiskozowe (30 i 90 mm).

