

Pozostały sprzęt do kinezyterapii



Fotel **UPR-01 B** stosowany do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego oraz mięśni okołostawowych. Daje możliwość profesjonalnej rehabilitacji pacjentów po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie stawów obwodowych oraz po różnego typu urazach stawów i układu kostno-mięśniowego. Konstrukcja zwykła nierozkładana. Wyposażony jest w: jedno urządzenie rehabilitacyjne, dodatkowy uchwyt do ćwiczeń kończyn górnych, komplet ciężarków 10 kg oraz komplet pasów stabilizacyjnych. W ofercie znajdują się również inne fotele do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych.



UCS jest to bardzo funkcjonalne urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego umożliwiające ćwiczenie w pozycji siedzącej: zginanie, prostowanie, rozciąganie albo rotacje podczas ćwiczeń z obciążeniem jak i bez. Posiada możliwość ustawienia kąta i zablokowanie rotacji stopy wzdłuż podłużnej jak i poprzecznej osi, tak samo jak możliwość dodania obciążenia w tych kierunkach. Pełną regulację dopasowania stopy umożliwiają skórzanne paski.



Tablice do ćwiczeń manipulacyjnych ręki z oporem i bez. Dzięki regulacji wysokości, obrotowemu statywowi oraz licznym przyrządom do ćwiczeń ręki są to bardzo funkcjonalne urządzenia, niezbędne w każdej przychodni rehabilitacyjnej.



Wzmocniona, rozkładana tablica z nadrukowaną siatką posturograficzną rozwijana z aluminiowej, stabilnej kasety. Nadruk siatki posturograficznej naniesiony na trwały i odporny laminat o wymiarach 85 x 200 cm.



Lustra korekcyjne LK typ1 są wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie. Rama lustra wykonana jest z kształtowników stalowych. Środkowy element lustra posiada naciętą siatkę posturograficzną.

