



## Koncentryczne elektrody igłowe

**Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe marki Friendship** są przeznaczone do użytku ze standardowymi elektromiografami do stymulacji i monitorowania sygnałów biopotencjalnych, EMG i potencjałów nerwowych.

Końcówka igły jest bardzo ostra dla zapewnienia maksymalnego komfortu pacjenta. Elektroda wyposażona jest w specjalną kaniulę, która redukuje szумы i artefakty podczas monitorowania. Kolorowe oznaczenia nasadek ułatwiają znalezienie właściwego rozmiaru, a jego konstrukcja zapewnia pewny uchwyt ułatwiający zmianę położenia. Koncentryczna elektroda igłowa może być używana z dedykowanym kablem do koncentrycznych elektrod igłowych firmy Friendship.

- Pakowane pojedynczo.
- Sterylne.
- Jednorazowego użytku.
- Oznaczenie w sześciu różnych kolorach dla ułatwienia identyfikacji.
- Ergonomiczny kształt koncentratora.
- Opakowanie zawiera 25 sztuk.

### Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe

| Nr zamówienia | Nr katalogowy | Średnica igły | Grubość | Długość igły | Kolor nasadki | Powierzchnia pomiarowa | Ilość   |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| 1070          | NEC2530       | 0,30 mm       | 30 G    | 25 mm        | Pomarańczowy  | 0,03 mm <sup>2</sup>   | 25 szt. |
| 1071          | NEC2535       | 0,35 mm       | 28 G    | 25 mm        | Zielony       | 0,03 mm <sup>2</sup>   | 25 szt. |
| 1073          | NEC3845       | 0,45 mm       | 26 G    | 38 mm        | Niebieski     | 0,05 mm <sup>2</sup>   | 25 szt. |
| 1074          | NEC5050       | 0,50 mm       | 25 G    | 50 mm        | Czerwony      | 0,05 mm <sup>2</sup>   | 25 szt. |
| 1075          | NEC7565       | 0,65 mm       | 23 G    | 75 mm        | Żółty         | 0,05 mm <sup>2</sup>   | 25 szt. |

### Kable do igieł koncentrycznych

| Nr zamówienia | Nr katalogowy | Długość kabla | Kolor kabla | Rodzaj wtyku | Rodzaj wtyku elektrody | Ilość  |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| 1080-1        | CCN1200       | 120 cm        | Szary       | 5 pin DIN    | Konstrukcja Friendship | 1 szt. |