

Hydraid | Podnośnik wannowy



Podnośnik wannowy **Hydraid** przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.



Podnośnik wannowy **Hydraid** można używać razem z wanną pielęgnacyjną **Bathaid**.

Dane techniczne:


Wymiary (jako siedzisko) (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97x 76 x 124/184
Wymiary (jako leżysko) (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97 x 184 x 124/184
Wymiary (leżyska) (dł. x szer.) [cm]:	43 x 184
Szerokość siedziska [cm]:	43,5
Wysokość uchwyty [cm]:	119
Średnica skrętu [cm]:	115
Średnica kółek (z/bez hamulca) [cm]:	12,5/10
Napięcie wejściowe [V, Hz]:	100-240, 50-60
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9
Masa podnośnika [kg]:	95
Maks. bezpieczne obciążenie podnośnika (SWL) [kg]:	160
Czas podnoszenia/opuszczania [s]:	42/35

Cechy charakterystyczne:

- mobilny,
- wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości,
- 3 - częściowy blat leżyska (+ poduszka),
- regulacja sekcji leżyska.



Hydraid jako siedzisko



+ opcja



Hydraid jako leżysko

